

Bestelformulier 2020

Prijzen excl. BTW geldig tot 01-01-2021

<input type="checkbox"/> Bestelling	<input type="checkbox"/> Offerte
Klant / Klantnummer	
Klant
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Email
Adviseur
Afleveradres	
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Email



M2 Mini

Flexibele douche/ toiletstoel voor kinderen en jong volwassenen

- De zitting is gemaakt van zacht PU schuim.
- 4 dubbelgeremde 100 mm in hoogte instelbare zwenkwielen. De wielen zijn van RVS en hebben afdekkapjes om vuil ed tegen te houden.
- Rugleuning met doorlaatbaar net, aanpasbaar in de diepte.
- Eenvoudig te reinigen
- In hoogte instelbare armsteunen, voorzien van een zacht PU kussen van 2,5 cm dik.
- In hoogte en zijwaartse verstelbare duwhandvatten

Model			
310500	[]	M2 Mini, douche- en toiletstoel, met hoefijzer zitting	€ 1.287,87
310501	[]	M2 Mini, douche- en toiletstoel, handaangedreven met 20" wielen, met hoefijzer zitting	€ 1.678,21
310503	[]	M2 Mini Gas-tip, douche- en toiletstoel, met hoefijzer zitting	€ 1.907,69
310502	[]	M2 Mini EI-tip, douche- en toiletstoel, met hoefijzer zitting	€ 2.834,17

Hoofdsteunen			
310221	[]	Hoofdsteun, in hoogte verstelbaar	€ 223,05
310222	[]	Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar	€ 321,70
310243	[]	Hoofdsteun, kort, super zacht, in hoogte verstelbaar	€ 232,70
310244	[]	Hoofdsteun, kort, in hoogte en diepte verstelbaar	€ 269,16
310236	[]	Hoofdsteun, super zacht, in hoogte verstelbaar	€ 186,59
310235	[]	Hoofdsteun, super zacht, in hoogte en diepte verstelbaar	€ 232,70

Armsteunen			
Standaard uitvoering: in hoogte instelbare armsteunen			
800275	[]	Hemi armsteunen, set	€ 263,98
800274	[]	Hemi armsteun, rechts	€ 159,77
800273	[]	Hemi armsteun, links	€ 159,77

Voetensteunen			
310052	[]	Comfort beensteunen. Als set met kuitondersteuning, excl. voetenplaat	€ 632,67
310053	[]	Comfort beensteun. Voor rechterbeen met kuitondersteuning, excl. voetenplaat	€ 319,56
310054	[]	Comfort beensteun. Voor linkerbeen met kuitondersteuning, excl. voetenplaat	€ 319,56
310085	[]	Losse voetenplaat, zwart, voor rechterzijde (voor bevestiging op comfort beensteunen)	€ 90,08

Voetensteunen			
310086	[]	Losse voetenplaat zwart, voor linkerzijde (voor bevestiging op comfort beensteunen)	€ 90,08
310226	[]	Kuitondersteuning (grijs doorlaatbaar net met klittenband)	€ 72,93
310358	[]	Extra kuitondersteuning	€ 72,93
800343	[]	Amputatiesteun, rechts	€ 263,79
800344	[]	Amputatiesteun, links	€ 263,79
310049	[]	In hoogte instelbare voetensteunen	€ 211,26
313041	[]	In hoogte en hoek instelbare voetensteunen	€ 182,30
310510	[]	In hoogte instelbare voetensteunen, verkort	€ 188,74
310285	[]	Hielbandjes ter bevestiging van voetensteun (meerprijs)	€ 174,80

Accessoires			
310512	[]	Zijsteunen, in hoogte, diepte en breedte instelbaar (set)	€ 411,79
310514	[]	Zijsteunen, in hoogte, diepte en breedte instelbaar (rechts)	€ 205,88
310513	[]	Zijsteunen, in hoogte, diepte en breedte instelbaar (links)	€ 205,88
310515	[]	Heupband-set voor M2 mini (zwart nylon met klittenband)	€ 67,56
310516	[]	Plastic emmer met uitsparing. Zonder deksel	€ 99,73
148861	[]	Urinetrichter	€ 86,86
310360	[]	Dwarsbalk. Is bevestigd tussen de armsteunen voor M2-small	€ 183,51
310371	[]	Hoefijzer zitting voor M2 Mini, minder breed gat	€ 547,96
800180	[]	Seat cover (light grey)	€ 52,94
310247	[]	Rompsteun, M2 mini, kussen	€ 164,79
310248	[]	Hoes tbv rompsteun, M2 mini	€ 152,88

Alle Prijzen zijn Excl. BTW

Naam adviseur

.....

Datum

Handtekening