

Bestelformulier 2020

Prijzen excl. BTW geldig tot 01-01-2021

<input type="checkbox"/> Bestelling		<input type="checkbox"/> Offerte	
Klant / Klantnummer			
Klant		
Adres		
Postcode/woonplaats		
Telefoonnummer		
Email		
Adviseur		
Afleveradres			
Adres		
Postcode/woonplaats		
Telefoonnummer		
Email		



Fondo Ultra Low Bed

- Verstelhoogte 6,7 cm tot 64 cm
- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugelsaan het hoofd- en voeteneinde
- Elektrische verstelbare rugleuning en bovenbeenverstelling
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling
- Houtpanelen afgewerkt in beuken, andere kleuren leverbaar op aanvraag
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem
- Exclusief papegaai (optie)

2020 - eventuele prijswijzigingen voorbehouden



Fondo Ultra Low Bed

Model			
ULB 9.02.0343341	[]	Fondo Ultra Low Bed	€ 1.797,12

Accessoires			
D07.2900	[]	Valbeschermingsmatras	€ 418,80
BC 1.10.0200340	[]	Bedpapegaai met triangelgreep	€ 121,93
BC 1.48.0290000	[]	Bedverlenging naar 220**metaal** Fondo ULB	€ 202,70
BC 1.48.0300000	[]	Sta-op hulp	€ 119,54

Alle Prijzen zijn Excl. BTW

Naam adviseur

.....

Datum

.....

Handtekening

.....

2020 - eventuele prijswijzigingen voorbehouden

RevaMed B.V.
Eckertstraat 1
8263 CB Kampen
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111
fax + 31 (0) 88 11 00 110
website www.revamed.com
e-mail info@revamed.com

bank NL37 RABO 0183 6666 58
bic RABONL2U
kvk 60828684
btw NL 854077790 B01