

seca 402



Verrijdbare wagen voor mobiel gebruik van seca babyweegschalen.

De wagen seca 402 is de ideale aanvulling op de seca babyweegschaal, modellen 336, 376, 384, 385 en 757.

Hij is speciaal ontwikkeld voor het veilig en hygiënisch gebruik in ziekenhuizen en medische praktijken. Aangepaste inkepingen in het oppervlak zorgen ervoor dat de weegschaal niet wegglijdt. Met twee praktische remmen en duwhandvatten.

Technische gegevens

Merk	seca
Artikelnummer	4020000009
Artikelnummer fabrikant	4020000009
EAN	4012030014533
Gewicht	11,5 kg
Afmeting l x b x h	715 x 435 x 800
Garantie	24 maanden