

Ottobock Arctic Flash



Hockeyslee van aluminium buismateriaal met HDPE zitschaal

Het ontwerp van de zitkuip is anatomisch verantwoord ontworpen, compact en zeer comfortabel. De ijslee is verkrijgbaar in verschillende maten. De glij-ijzers zijn van het T-blade system, een bekend systeem van skates. De ijslee voldoet ruimschoots aan de strenge normen voor het sportsegment ijsleehockey volgens de IPC standaard.



Dit artikel wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de Wmo.

Technische gegevens

Merk	Ottobock
Artikelnummer	474P63=00000_K
Artikelnummer fabrikant	474P63=00000_K
Zitbreedte	330 / 365 / 405 mm
Maximale belasting	120 kg
Leeggewicht	5 kg
Materiaal zitkuip	Polymer Multilayer (PML) en hoge dichtheidpolyetheen (HDPE)
Gordel	FlexMount banden



Materiaal frame	aluminium
Lengte frame	1300 mm gehele lengte (standaard) 1500 mm gehele lengte (op verzoek)
Schaatsblok aanpasbaar door	Multi-adjustable-slider-system (MASS)
Schaatsbreedte	30 of 50 mm
Schaatstype	T-Blade runner M-11-248
Passende t-blade runners	alle 248 series
Garantie	24 maanden