

Ottobock Avantgarde Teen 2VR



Vouwbaar lichtgewicht actiefrolstoel voor kinderen

De Avantgarde Teen 2/ 2VR weegt slechts 10 kg, heeft prima rijeigenschappen en is met weinig kracht makkelijk te rijden. Omdat hij bovendien opvouwbaar is, past hij eenvoudig in de auto.

Met het abductieframe wordt een goede uitgangspositie gecreëerd voor een correcte bekkenstand. De kniehevelremmen zijn gemakkelijk te bedienen door het kind. Ook bij een kleine maat rolstoel kunnen de gebogen duwhandvatten gemakkelijk op de juiste breedte en hoogte worden gebracht voor de begeleider. De Avantgarde Teen 2/ 2VR kan helemaal naar eigen wens worden uitgevoerd.

Technische gegevens

Merk	Ottobock
Artikelnummer	480F45=40000_K
Artikelnummer fabrikant	480F45=40000_K
Zitbreedte	260-360 mm
Zitdiepte	300-400 mm
Zithoogte	175-400 mm
Maximale belasting	90 kg
Leeggewicht	10 kg
Onderbeenlengte	160-470 mm



Zithoogte voor	390-540 mm
Zithoogte achter	350-510 mm
Lengte	735-899 mm
Gehele breedte	460-665 mm
Vouwmaat	260 mm
Variabele armsteunhoogte	210-300 mm
Garantie	24 maanden

RevaMed B.V.
Eckertstraat 1
8263 CB Kampen
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111
fax + 31 (0) 88 11 00 110
website www.revamed.com
e-mail info@revamed.com

bank NL37 RABO 0183 6666 58
bic RABONL2U
kvk 60828684
btw NL 854077790 B01