

Ottobock Avantgarde Teen 2VR



ottobock.

De Avantgarde Teen 2/ 2VR weegt slechts 10 kg, heeft prima rijeigenschappen en is met weinig kracht makkelijk te rijden. Omdat hij bovendien opvouwbaar is, past hij eenvoudig in de auto.

Met het abductieframe wordt een goede uitgangspositie gecreëerd voor een correcte bekkenstand. De kniehevelremmen zijn gemakkelijk te bedienen door het kind. Ook bij een kleine maat rolstoel kunnen de gebogen duwhandvatten gemakkelijk op de juiste breedte en hoogte worden gebracht voor de begeleider. De Avantgarde Teen 2/ 2VR kan helemaal naar eigen wens worden uitgevoerd.

Inzetbaar bij:

Kinderen met een beperkte loopfunctie maar wel voldoende hand/armkracht voor het voortbewegen in een handrolstoel.

| De Avantgarde Teen 2VR is een product welke op maat samengesteld dient te worden. RevaMed biedt een uitgebreide service op dit product. Bestaande uit een productpresentatie, een passing en eventueel een proefplaatsing. |



Dit artikel wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de Wmo.

Technische gegevens



Merk	Ottobock
Artikelnummer	480F45=40000_K
Artikelnummer fabrikant	480F45=40000_K
Zitbreedte	260-360 mm
Zitdiepte	300-400 mm
Zithoogte	175-400 mm
Maximale belasting	90 kg
Leeggewicht	10 kg
Onderbeenlengte	160-470 mm
Zithoogte voor	390-540 mm
Zithoogte achter	350-510 mm
Lengte	735-899 mm
Gehele breedte	460-665 mm
Vouwmaat	260 mm
Variabele armsteunhoogte	210-300 mm
Garantie	24 maanden