

## seca 834



### Multifunctionele, elektronische baby- en zuigelingen weegschaal

De weegschaal met afneembare schaal voor het wegen in een liggende of staande positie tot maximaal 20 kg. Met slechts één druk op de knop laat de weegschaal zich eenvoudig en snel van het onderstel loskoppelen. De zachte afgeronde vorm zorgt voor een gevoel van zekerheid en veiligheid. De Breast-Milk-Intake-Function bepaalt hoeveel melk de baby heeft geconsumeerd.

### Functies:

TARRA, BMIF, HOLD, mobiel, automatische uitschakeling

#### Technische gegevens

Merk	<a href="#">seca</a>
Artikelnummer	8347017094
Artikelnummer fabrikant	8347017094
EAN	4012030007719
Gewicht	2500 g
Afmeting l x b x h	552 x 341 x 156
Weegvermogen	20 kg
Nauwkeurigheid	10 g <10 kg> 20 g
Weegplateau	280 x 235 x 65



Schaal 525 x 250 x 80

Ijkklassse Klasse IIII

Voeding Batterijen

Garantie 24 maanden

RevaMed B.V.  
Eckertstraat 1  
8263 CB Kampen  
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111  
fax + 31 (0) 88 11 00 110  
website [www.revamed.com](http://www.revamed.com)  
e-mail [info@revamed.com](mailto:info@revamed.com)

bank NL37 RABO 0183 6666 58  
bic RABONL2U  
kvk 60828684  
btw NL 854077790 B01