

## Ecofit Xtra 120



De ECOFIT XTRA is een sterk ontwikkelde “heavy duty” bed voor de thuiszorg. Het is speciaal ontworpen voor zwaarlijvige mensen tot 300 kg gewicht, en onderscheidt zich door zijn bijzonder hoge stabiliteit.

- Eenvoudig en snel te monteren
- 4-delig stalen ligvlak lengte met matrasbeugels aan het hoofdeinde en voeteneinde
- Elektrische verstelbare rugleuning en bovenbeenverstelling
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling
- Individuele wielremmen
- Volledig in hout decor afgewerkt
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nood daalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met fout beveiliging en vergrendeling functie
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem

*Dit artikel wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de zorgverzekeraar.*

### Technische gegevens

Merk	<a href="#">TekVor-Care</a>
Artikelnummer	BE 28005
Ligvlak	120 x 200 cm



Wielen	100 mm
Elektrische hoogteverstelling	270-695 mm, slag 425 mm
Ische verstelbare rugleuning	tot 70 °
Elektrische bovenbeenverstelling	30 °
Kleur staaldelen	RAL 9023 (parel donkergrijs)
Iec normering	IEC 60601-2-52 (Europees Zorg regelement)
Beschermingsklasse	IPX 4
Max belasting gebruiker	tot 300 kg
Veilige werkbelasting	tot 380 kg