

Vrijstaande metalen bedheffer (vloerpapegaai) op H-voet



Vrijstaande metalen bedpapegaai op H-voet, die helpt om te gaan verliggen, te draaien of rechtop te gaan zitten in bed.

Deze bedheffer bestaat uit 2 delen, te weten een H-voet en een staander welke over de buis van de voet wordt geplaatst. De bedheffer wordt compleet met triangel en nylon band, haak ter bevestiging van de band en 2 sterknoppen ter bevestiging van de staander geleverd.

Heeft 6 bevestigingsgaten voor de triangel met een hoogte van 179 – 210 cm.

Alle onderdelen zijn los leverbaar.

Technische gegevens	
Artikelnummer	SK526
Breedte voet	88 cm
Lengte voet	88 cm
Max belasting	125 kg