

## Speedy Elektra 3



### De elektrisch in hoogte verstelbare Speedy Elektra 3 is een doordachte aankoppelfiets.

Met het gekleurde bedieningsdisplay zet de bestuurder de functies, zoals de LED-verlichting, eenvoudig aan en uit. De maximale snelheid van de Elektra 3 is 6, 10 of 14 km/u. Door de elektrische verstelmogelijkheid is de Speedy Elektra 3 zeer gebruiksvriendelijk.

De Elektra 3 heeft ook een unieke vooruit- en achteruitfunctie. Hierdoor is de rolstoel met aankoppelfiets eenvoudig te manoevreren in bijzondere situaties. De instelbare stuurdemper maakt het rijden met de aankoppelfiets zeer prettig.

**Speedy: “Haal meer uit je rolstoel”**



*Dit artikel wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de Wmo.*

#### Technische gegevens

Merk	<a href="#">Speedy</a>
Artikelnummer	speedyelektra3
Artikelnummer fabrikant	STE3100100
Leeggewicht	20 kg
Maximale belasting	120 kg
Maximale snelheid	6 - 10 -14 km



Aandrijfwielen	20"
Totale lengte inclusief rolstoel	1507 mm (afhankelijk vd rolstoel)
Hoogte	800 - 900 mm
Lengte	900 - 1100 mm
Garantie	24 maanden
Minimale draaicirkel inclusief rolstoel	1600 mm (afhankelijk vd rolstoel)