


## Fondo Ultra Low Bed

De speciale Ultra laag stand van dit zorgbed is in het bijzonder geschikt voor mensen met de ziekte van Alzheimer. Het beschikt over valpreventie en is erg bruikbaar voor thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugels aan het hoofd- en voeteneinde
- Elektrische verstelbare rugleuning en bovenbeenverstelling
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling
- Houtpanelen afgewerkt in beuken, andere kleuren leverbaar op aanvraag
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem
- Exclusief bedpapegaai (optie)

*Dit artikel wordt doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de zorgverzekeraar.*

### Technische gegevens

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Merk          | <a href="#">TekVor-Care</a> |
| Artikelnummer | ULB 9.02.0343341            |
| Lengte        | 200 cm                      |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Wielen                             | 100 mm   |
| Elektrische hoogteverstelling      | 67-640 mm, slag 573 mm                               |
| Elektrische verstelbare rugleuning | tot 70°  |
| Elektrische bovenbeenverstelling   | tot 30°  |
| Kleur staaldelen                   | Poedercoat gelakt in RAL 9023<br>(parel donkergrijs) |
| Iec normering                      | IEC 60601-2-52                                       |
| Beschermingsklasse                 | IPX 4  |
| Max belasting gebruiker            | 170 kg   |
| Veilige werkbelasting              | tot 180 kg   |