

Bestelformulier 2017

Prijzen excl. 6 % btw geldig tot 01-01-2018

<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelling
Klant / Klantnummer	
Klant
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Email
Adviseur
Afleveradres	
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Email

ottobock.

B600



Basisuitvoering

- Max. gebruikersgewicht: 140 kg
- 6 km/h
- Standaard zitting met kussen
- 9" zwenkwielen, lucht
- Zijdelen
- EnAble 50 elektronica
- Bumper achteraan
- Vering op de aandrijfwielen
- Gedeelde voetsteunen, kunststof voetplaten
- Zijdelen met armleggers
- Verlichting en richtingaanwijzers
- Acculader
- Crash test ISO 7176/19

Basisprijs vanaf 8.691,88

Artikelnummer : 490E32=1_K

Standaard zitting			€
EC 18	[]	Standaard zit en rug junior (ZD 34 ... 40 cm, ZB 34 ... 40 cm)	159,39
EC 01	[]	Standaard zit en rug klein (ZD 38...46 cm, ZB 38 ...42 cm)	std.
EC 02	[]	Standaard zit en rug groot (ZD 42...50 cm, ZB 43 ...48 cm)	g.m.
EC 19	[]	Standaard zit en rug XL (ZD 42 ... 50 cm, ZB 50 ... 56 cm)	159,39

Meetgegevens / instellingen standaard zitting (verplicht invullen!)		
Zitbreedte ZBcm	
Zitdiepte ZD	[] 38 cm [] 40 cm [] 42 cm [] 44 cm [] 46 cm [] 48 cm [] 50 cm	
Instelling rughoek	[] -9/1/11/21° [] 0/10/20/30° niet mogelijk bij elektrische rugverstelling	
Instelling zithoek	[] 0° [] 3° [] 6°	
EC 65	[]	zithoek 20° alleen met standaard zit en ZH 45/50 cm
3/6/20° niet mogelijk bij elektrische zitkanteling of zithoogteverstelling en 20° niet i.c.m. 180 kg onderstel		
Instelling onderbeenlengte OBLcm	25-54 cm (zonder zitkussen)
Zithoogte ZH	[] 45 cm [] 50 cm [] 55 cm	

RevaMed B.V.
Eckertstraat 1
8263 CB Kampen
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111
fax + 31 (0) 88 11 00 110
website www.revamed.com
e-mail info@revamed.com

bank NL37 RABO 0183 6666 58
bic RABONL2U
kvk 60828684
btw NL 854077790 B01

Informatie



Standaardzit



Contourzit



Tastenmodule



Elektrische kanteling



Elektrische rughoekverstelling



Elektrische zithoogteverstelling



Voetsteun, gedeeld



Voetsteun, doorlopend



Comfort beensteun

v1.2017 - eventuele prijswijzigingen voorbehouden


RevaMed B.V.
Eckertstraat 1
8263 CB Kampen
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111
fax + 31 (0) 88 11 00 110
website www.revamed.com
e-mail info@revamed.com

bank NL37 RABO 0183 6666 58
bic RABONL2U
kvk 60828684
btw NL 854077790 B01

Contour zitting			€
EC 03	[]	Contourzit en rug klein (ZD 36...44 cm, ZB 38 ...42 cm, OL vanaf 28 cm, ZH ca. 52/57 cm)	651,36
EC 04	[]	Contourzit en rug groot (ZD 40...48 cm, ZB 43 ...48 cm, OL vanaf 28 cm, ZH ca. 52/57 cm)	651,36
EC 21	[]	Contour zit en rug XL, XL (ZD 40 ... 48 cm, ZB 50 ... 56 cm)	774,62
Contour type			
EC 23	[]	Vlakke contour	g.m.
EC 24	[]	Diepe contour	g.m.
Bekleding type			
EC 25	[]	Stof	g.m.
EC 26	[]	Kunstleer	46,05
EC 27	[]	Incontinentie-overtrek	46,05
Meetgegevens / instellingen contour zitting (verplicht invullen!)			
Zitbreedte ZB	cm	
Zitdiepte ZD		[] 36 cm [] 38 cm [] 40 cm [] 42 cm [] 44 cm [] 46 cm [] 48 cm	
Instelling onderbeenlengte OBL	 cm 28 - 54 cm	
Zithoogte ZH		[] ca. 52 cm [] ca. 57 cm	
Onderstel			€
EA 14	[]	Onderstel 140 kg	std.
EA 15	[]	Onderstel 180 kg alu-voetplaten doorlopend, versterkte vering aandrijfwielen; versterkt zijdeel, versterkt zitframe, bij 10km inclusief versterkte motoren, asafstand 47..56 cm	1.104,01
Asafstand instelbaar			
[] cm (44-56cm)	bij onderstel 180kg 48-56cm, afhankelijk van zwenkwielopties, standaard instelling 46cm	
Opties chassis			€
EA 10	[]	Spatborden op alle wielen	141,32
Zitkussen (alleen bij standaard ziteenheid)			€
EC 06	[]	Zitkussen met zwarte overtrek	std.
EC 10	[]	Zitkussen met incontinentie overtrek	44,63
Zitkanteling			€
EC 50	[]	Elektrische zitkanteling 30° met zwaartepuntverlaging	Zithoek 0° 1.014,76
EC 54	[]	Elektrische zitkanteling 45° met zwaartepuntverlaging	Zithoek 0° 1.302,18
Zithoogteverstellingen			€
EC 55	[]	Elektrische zithoogteverstelling (tot 40cm- zithoek 0°) Maximale belasting 130kg	3.250,43
EC 60	[]	Elektrische zithoogteverstelling 'Heavy Duty' (tot 30cm-zithoek 0°) Maximale belasting 180kg	3.453,37
Rughoekverstelling			€
ED 50	[]	Elektrische rughoekverstelling	853,25
Veiligheidsgordels			€
EP 65	[]	Veiligheidsgordel met metalen sluiting	std.
Zitsysteem accessoires			€
EC 20	[]	Abductieklos afneembaar	alleen voor standaard ziteenheid; niet i.c.m. zitkanteling of zithoogte 273,08
EC 30	[]	Abductieklos wegklapbaar	alleen voor standaard ziteenheid; niet i.c.m. zitkanteling of zithoogte 280,52
EE 30	[]	Adapter voor montageset van de hoofdsteen (alleen i.c.m. standaard- of contourzit)	40,38


Informatie



Vering voorwielen




Mechanische
zwenkwielvergrendeling



Spatbord compleet



Voetbesturing



Kinbesturing

v1.2017 - eventuele prijswijzigingen voorbehouden

RevaMed B.V.
Eckertstraat 1
8263 CB Kampen
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111
fax + 31 (0) 88 11 00 110
website www.revamed.com
e-mail info@revamed.com

bank NL37 RABO 0183 6666 58
bic RABONL2U
kvk 60828684
btw NL 854077790 B01

Voetsteunen			€
EB 01	[]	Gedeelde voetsteunen, kunststof voetplaten	max. belasting 140 kg std.
EB 02	[]	Gedeelde voetsteunen, aluminium voetplaten (traploos instelbaar, OL bij standaard zit tot 50 cm)	max. belasting 140 kg 155,14
EB 03	[]	Eéndelige aluminium voetplaat (traploos instelbaar, OL bij standaard zit tot 50 cm)	111,57
EB 04	[]	Gedeelde voetsteunen XXL, aluminium voetplaten (traploos instelbaar, OL bij standaard zit tot 50 cm)	412,28
EB 20	[]	Comfortbeensteunen, lengtecompenserend, aluminium voetplaten in hoek instelbaar OBL vanaf 27cm bij Standaard ziteenheid; OBL vanaf 32cm bij Contour ziteenheid	max. belasting 140 kg 683,24
EB 50	[]	Elektrische beensteunen, lengtecompenserend, aluminium voetplaten tot 140kg; vanaf 140kg ééndelige aluminium voetplaat / OBL Standaardzit vanaf 27cm; Contour zit vanaf 32cm	1.488,67
Voetsteun accessoires			€
EB 80	[]	Kniepolstering voor beensteunen (paar)	173,20
EB 70	[]	Fixatiebanden voor aluminium voetsteunen (inclusief montagedelen)	26,57
Armleggers			€
EE 10	[]	Armleuning met kledingbeschermer, uitschuifbaar	std.
EE 40	[]	Armleuning verlengd met inkeping voor rugbuis (1 paar)	g.m.
Framekleur			€
016	[]	Zilver metallic	g.m.
023	[]	Verkeerswit RAL 9016	g.m.
024	[]	Verkeersblauw RAL 5017	g.m.
022	[]	Cream RAL 9001	g.m.
099	[]	Speciale framekleur (uit het Otto Bock kleurenprogramma)	145,84
Bandenprofiel			€
EG 01	[]	Gleufprofiel, alleen in grijs	g.m.
EG 02	[]	Noppenprofiel	g.m.
EG 50	[]	Zwenkwielen met gleufprofiel en aandrijfwielen met noppenprofiel	g.m.
Bandenkleur			€
EG 03	[]	Grijs	g.m.
EG 04	[]	Zwart	g.m.
Banden			€
EG 55	[]	Luchtbanden	std.
EG 60	[]	Lekvrije (massieve) banden, alle banden (verplichte keuze bij onderstel 180 kg)	168,95
EF 06	[]	Lekvrije (massieve) banden, zwenkwielen	69,07
Zwenkwiel			€
EF 01	[]	Zwenkwiel 9"	std.
EF 05	[]	Zwenkwiel 10"	g.m.
Zwenkwielopties			€
EF 20	[]	Zonder vering	std.
EF 02	[]	Vering op de voorwielen	201,89
EF 03	[]	Mechanische zwenkwielvergendeling	127,51
Aandrijving			€
ET 01	[]	Aandrijfwielmotoren 6 km/h	std.
ET 10	[]	Aandrijfwielmotoren 10 km/h	419,82
	[]	Aandrijfwielmotoren 14 km/h, sportversie, speciale aanpassing SBK 38366-001	1583,45

Informatie



4-puntsgordel



Mini joystick



Zijdelings kniepolster

Accu's			€
EU 03	[]	Zonder	std.
EU 01	[]	Twee gel-accu's 63 Ah (C5)	724,68
Lader			€
EU 91	[]	Standaard lader	std.
EU 92	[]	Lader zonder ventilator, geluidsarm	217,83
Besturing			€
EU 85	[]	Standaard stuurkast	std.
EU 86	[]	Stuurkast met 2 externe knoppen, AUB aangeven welke button	236,95
	[]	[] Piko-Button (diameter 50 mm, rood/zwart) [] Piko-Button (diameter 30 mm, rood/zwart)	
EU 87	[]	Middenblad besturing, elektrisch wegzwenkbaar, (lade- /programmeerbox, EU56, vereist) AUB aangeven welke button	2.018,88
Stuurkasthouder			€
EU 19	[]	Houder bedieningspaneel standaard	std.
EU 20	[]	Houder bedieningspaneel parallel wegzwenkbaar	192,33
EU 18	[]	Houder bedieningspaneel wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar	248,64
EU 29	[]	Houder bedieningspaneel naar onder verstelbaar (niet wegzwenkbaar)	30,82
Aanbouwzijde stuurkast			€
	[]	Rechts	g.m.
	[]	Links	g.m.
Montage materiaal voor middenblad besturing			€
EU 871	[]	Werkblad met houder	450,53
EU 873	[]	Alleen de houder	234,83
Aanbouwzijde zwenkmechanisme voor middenblad besturing			€
	[]	Rechts	g.m.
	[]	Links	g.m.
Externe knop voor middenblad besturing			€
EU 874	[]	Piko-Button 30 mm rood	120,07
EU 875	[]	Piko-Button 30 mm geel	120,07
EU 876	[]	Piko-Button 30 mm zwart	120,07
EU 877	[]	Piko-Button 50 mm rood	120,07
EU 878	[]	Piko-Button 50 mm geel	120,07
EU 879	[]	Piko-Button 50 mm zwart	120,07
Lade- /programmeerbox			€
EU 56	[]	Lade- / programmeerbox voor middenblad besturing	311,34

Speciale besturingen			€
EU 07	<input type="checkbox"/>	Tastenmodule aansturing van maximum 10 elektrische opties zonder LCD	1.081,70
EU 98	<input type="checkbox"/>	LCD scherm, programmeerbaar met IR omgevingscontrole	1.822,32
EU 97	<input type="checkbox"/>	LCD scherm, programmeerbaar met IR omgevingscontrole en Bluetooth	1.822,32
Speciale besturingen / Vereisen LCD scherm:			
EU 09	<input type="checkbox"/>	Kinbediening met Mini-joystick, elektrisch wegzwijkbaar inclusief standaard stuurkast	3.042,16
AUB aangeven:			
	<input type="checkbox"/>	Soft Ball met elastomeer	
	<input type="checkbox"/>	Soft Ball met harde vering	
	<input type="checkbox"/>	Soft Ball met zachte vering	
AUB aanbouwzijde aangeven!			
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm, kin, links	
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm, kin, rechts	
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm, kin, over het hoofd, montage links (multifunctionele schakelaar rechts)	
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm, kin, over het hoofd, montage rechts (multifunctionele schakelaar links)	
EU 80	<input type="checkbox"/>	Kinbediening met Midi-joystick, elektrisch wegzwijkbaar inclusief standaard stuurkast	3.177,31
AUB aanbouwzijde aangeven!			
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm kin, links	
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm kin, rechts	
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm over het hoofd, montage links (multifunctionele schakelaar rechts)	
	<input type="checkbox"/>	Zwenkarm over het hoofd, montage rechts (multifunctionele schakelaar links)	
EU 10	<input type="checkbox"/>	Voetbesturing links (inclusief standaard stuurkast)	1.510,98
EU 10	<input type="checkbox"/>	Voetbesturing rechts (inclusief standaard stuurkast)	1.510,98
EU 40	<input type="checkbox"/>	Mini-joystick standaard inclusief multifunctionele taster (inclusief standaard stuurkast)	1.510,98
	<input type="checkbox"/>	Bedieningsknop in elastomeer	
	<input type="checkbox"/>	Soft Ball met elastomeer	
	<input type="checkbox"/>	Soft Ball met harde vering	
	<input type="checkbox"/>	Soft Ball met zachte vering	
EU 68	<input type="checkbox"/>	Adapter voor 1 - 6 Piko-Buttons buttons bij EU691 tot EU704 aangeven, EU67 of EU75 is vereist	107,32
Speciale besturingen / omgevingsbediening / vereisen LCD scherm			
EU 61	<input type="checkbox"/>	IR-afstandsbedienbaar handsfree telefoon, inclusief stekkeradapter	2.031,40
EU 63	<input type="checkbox"/>	Ingavehulp Muisklik 'Dragger 32' (incl. bij LCD met Bluetooth i.c.m. speciale besturingen)	430,34
EU 59	<input type="checkbox"/>	Adapterkabel linker/rechter muisklik <input type="checkbox"/> Piko-Button 50 mm rood/zwart <input type="checkbox"/> Piko-Button 30 mm rood/zwart	572,96
Speciale besturingen accessoires			€
EU 67	<input type="checkbox"/>	Aan/Uit bvb nooduitschakeling met Zwanenhals voor LCD scherm (buttons bij EU691 tot EU704 aangeven)	326,21
EU 75	<input type="checkbox"/>	Aan/Uit schakelaar voor LCD module, inclusief adapterkabel, bvb nooduitschakeling met Zwanenhals voor LCD scherm (buttons bij EU691 tot EU704 aangeven)	210,39
Piko-Button (diameter 50 mm)			
EU 691	<input type="checkbox"/>	Rood	115,83
EU 692	<input type="checkbox"/>	Geel	115,83
EU 693	<input type="checkbox"/>	Zwart	115,83

EU 697	<input type="checkbox"/>	Zilver	115,83
Piko Button (diameter 30 mm)			
EU 701	<input type="checkbox"/>	Rood	115,83
EU 702	<input type="checkbox"/>	Geel	115,83
EU 703	<input type="checkbox"/>	Zwart	115,83
EU 704	<input type="checkbox"/>	Zilver	115,83
LCD houder			€
EU 31	<input type="checkbox"/>	Standaard houder voor LCD scherm	std.
EU 30	<input type="checkbox"/>	Houder voor LCD scherm wegzwenkbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	192,33
EU 32	<input type="checkbox"/>	Houder voor LCD met Zwanenhals	260,33
EU 34	<input type="checkbox"/>	Houder voor LCD met Zwanenhals voor inbouw in tafel	260,33
Besturingsopties			€
EU 69	<input type="checkbox"/>	Easywave wireless module	403,78
EU 15	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbesturing	833,39
EU 22	<input type="checkbox"/>	Beschermbeugel voor stuurkast	56,31
EU 23	<input type="checkbox"/>	Tetravork (verstelbaar voor handbreedte 70-90mm)	136,01
EU 24	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (stuurpook 80mm)	55,25
EU 25	<input type="checkbox"/>	Soft Ball (bekleding zwart)	112,63
EU 26	<input type="checkbox"/>	Balgreep, klein (diameter 43 mm)	97,76
EU 27	<input type="checkbox"/>	Balgreep, groot (diameter 48 mm)	117,95
EU 28	<input type="checkbox"/>	Flexibele stuurpook, incl. balgreep, groot (diameter 48mm)	234,18
EU 35	<input type="checkbox"/>	Soft balgreep bont (diameter 30mm, 4 st.)	46,76
EU 681	<input type="checkbox"/>	2-voudige adapterkabel met Piko-Button (50 mm, zwart) vrije toewijziging van twee elektrische functies:	318,77
		AUB functies aangeven: <input type="checkbox"/> Rughoekverstelling <input type="checkbox"/> Knipperlicht links <input type="checkbox"/> Beensteun links <input type="checkbox"/> Zithoogteverstelling <input type="checkbox"/> Knipperlicht rechts <input type="checkbox"/> Beensteun rechts <input type="checkbox"/> Licht <input type="checkbox"/> Toeter <input type="checkbox"/> Zitkanteling <input type="checkbox"/> Waarschuwingslichten	
EU 682	<input type="checkbox"/>	2-voudige adapterkabel met Piko-Button (30 mm, zwart) vrije toewijziging van twee elektrische functies:	318,77
		AUB functies aangeven: <input type="checkbox"/> Rughoekverstelling <input type="checkbox"/> Knipperlicht links <input type="checkbox"/> Beensteun links <input type="checkbox"/> Zithoogteverstelling <input type="checkbox"/> Knipperlicht rechts <input type="checkbox"/> Beensteun rechts <input type="checkbox"/> Licht <input type="checkbox"/> Toeter <input type="checkbox"/> Zitkanteling <input type="checkbox"/> Waarschuwingslichten	

Overige accessoires			€
ES 20	[]	Zijtasje, afneembaar	192,33
ES 24	[]	Mobiele telefoon tasje	61,62
ES 32	[]	Afdekhoes voor standaard ziteenheid	293,28
EZ 80	[]	Airman pomp	153,01
EA 60	[]	Stokhouder	69,07
ES 37	[]	Externe kilometerteller (enkel in combinatie met beschermbeugel voor stuurkast)	265,64
ES 38	[]	Achteruitkijkspiegel, aanbouwzijde links*	146,63
ES 28	[]	Achteruitkijkspiegel, aanbouwzijde rechts*	146,63
*niet mogelijk aan dezelfde zijde indien parallel wegzwenkbare stuurkasthouder gebruikt wordt			
ES 35	[]	Werkblad, zijdelings wegzwenkbaar	524,92
	[]	Bij insnijding werkblad voor ruimte voor bediening AUB tekening bijvoegen	NETTO 50,00
ES 10	[]	Platform voor beademingsapparaat	1.042,39

Levering franco huis

Naam adviseur	
.....	
Datum	Handtekening
.....

RevaMed B.V.
Eckertstraat 1
8263 CB Kampen
The Netherlands

telefoon + 31 (0) 88 11 00 111
fax + 31 (0) 88 11 00 110
website www.revamed.com
e-mail info@revamed.com

bank NL37 RABO 0183 6666 58
bic RABONL2U
kvk 60828684
btw NL 854077790 B01