

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



JUVO

Elektrische rolstoel

BASISGEGEVENS

- Max belasting 140 kg (optioneel 160 t/m 200 kg)
- VAS (Vario Adjust Seat) zitsysteem (EC005)
- Standaard VR2 stuurkast voor 2 el. functies en verlichting (EU051)
- Mechanische rughoekverstelling (ED046)
- Standaard zit- en rugkussen (EC012/ED033)
- Geveerde zwenkwielarm (EF001)
- Bekkengordel (EP001)
- Vierpuntstaxifixatie (ISO 7176_19 CE) (ES002)
- Wegzwenkbare kunststof voetplaat (EB001 & EB006)
- Ottobock 4-polig Performance motor (ET010)
- Ledverlichting en knipperlichten (ES021)
- Framekleur Jet black RAL 9005 matte (013)
- Standaard accuset gemonteerd AGM 63Ah met garantie (EU033)

ottobock.



KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____


AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Meettabel



Zitbreedte in cm

38 40 42 44 46 48 50 52 54

Zitdiepte in cm

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Onderbeenlengte in cm

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Zithoogte in cm

43 45 47 49 51 53 55 57

Let op! Bij elektrische zitkanteling is de minimale zithoogte 47 cm

Let op! Bij elektrische zithoogteverstelling en zitkanteling is de zithoogte altijd 47 cm bovenzijde zitplaat

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Model		
<input type="checkbox"/>	490E75=0_AA01_C	Juvo € 8.608,28

Productclassificatie		
<input checked="" type="checkbox"/>	EA002	Categorie B (indoor /outdoor) g.m.

Max gebruikersgewicht		
<input type="checkbox"/>		140 kg std.
<input type="checkbox"/>	EA018	Voor gebruiker gewicht boven 140 kg is veel mogelijk maar heeft wel extra controle nodig. Vraag een passing met de productspecialist van revamed aan.

Chassisgrootte		
<input checked="" type="checkbox"/>	EA008	Grootte 2 std.

Aandrijving (verplichte keuze)		
<input type="checkbox"/>	EA004	Voorwielaandrijving g.m.
<input type="checkbox"/>	EA005	Achterwielaandrijving g.m.
<input type="checkbox"/>	EA006	Midwielaandrijving € 991,25

Zitsystemen (verplichte keuze)		
<input checked="" type="checkbox"/>	EC005	VAS (Vario Adjust Seat) std.

Zitkussen (verplichte keuze)		
<input type="checkbox"/>	EC012	Standaard zitkussen (dikte 5 cm) gestoffeerd std
<input type="checkbox"/>	EC013	Standaard zitkussen (dikte 5 cm) incohoes € 104,42
<input type="checkbox"/>	EC011	Zonder zitkussen g.m.
<input type="checkbox"/>	EC014	Terra zitkussen (dikte 6 cm) Leverbare maten ZB 40 t/m 52 cm en ZD 42 t/m 48 cm € 184,24
<input type="checkbox"/>	EC016	Terra Flair zitkussen (dikte 6 cm) Leverbare maten ZB 40 t/m 52 cm en ZD 40 t/m 48 cm € 520,56
<input type="checkbox"/>	EC018	Cloud zitkussen (dikte 11 cm) Leverbare maten op aanvraag € 1.100,24
<input type="checkbox"/>	EC035	Evoflair zitkussen (dikte 8 cm) Leverbare maten ZB 38 t/m 45 cm en ZD 40 t/m 46 cm € 327,84

Rugleuning (verplichte keuze)		
<input type="checkbox"/>	ED032	Zonder rugbekleding g.m.
<input type="checkbox"/>	ED033	Rugbekleding, naspanbaar std.

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



BAXX rugsysteem			
<input type="checkbox"/>		Gelieve de separate BAXX bestellijst hiervoor in te vullen en toe te voegen	

Elektrische zitverstellingen (alleen mogelijk met een onderbeenlengte van max 44 cm)			
<input type="checkbox"/>	EC025	Elektrische zitkanteling 45° (met zwaartepuntverschuiving) ZH 47 t/m 57 cm	€ 1.772,95
<input type="checkbox"/>	EC026	Elektrische zithoogteverstelling (tot 35 cm), ZH 47 cm	€ 3.194,04
<input type="checkbox"/>	EC027	Elektrische zithoogteverstelling (tot 35 cm) en elektrische zitkanteling 45°, ZH 47 cm	€ 4.743,93
<input type="checkbox"/>	EC033	Geen verstellingen	std.

Rughoekverstellingen			
<input type="checkbox"/>	ED046	Mechanisch	std.
<input type="checkbox"/>	ED047	Elektrisch	€ 1.321,67

Meerassige montageset hoofdsteun			
<input type="checkbox"/>	EL001	Goose Neck	€ 174,03
<input type="checkbox"/>	EL002	Meerassig, geknikt	€ 174,03
<input type="checkbox"/>	EL003	Meerassig, recht	€ 174,03
<input type="checkbox"/>	EL031	Unilink, multi instelbaar	€ 421,07

Hoofd- neksteun			
<input type="checkbox"/>	EL006	Hoofdsteun, S (alleen in combi met EL003)	€ 87,00
<input type="checkbox"/>	EL007	Hoofdsteun, L (alleen in combi met EL003)	€ 59,13
<input type="checkbox"/>	EL033	Hoofdsteun, comfort plus S	€ 240,61
<input type="checkbox"/>	EL034	Hoofdsteun comfort plus M	€ 255,65
<input type="checkbox"/>	EL035	Hoofdsteun comfort plus L	€ 270,69
<input type="checkbox"/>	EL036	Hoofdsteun combo maat S	€ 481,23
<input type="checkbox"/>	EL037	Hoofdsteun combo maat L	€ 496,27

Bekkengordel			
<input type="checkbox"/>	EP001	Bekkengordel met metalen gespsluiting	std.
<input type="checkbox"/>	EP002	2-punts bekkengordel, gepolsterd, metalen gespsluiting	€ 139,22
<input type="checkbox"/>	EP003	2-punts bekkengordel, gepolsterd, kunststof gespsluiting	€ 121,82

Harnas/ borstfixatie			
<input type="checkbox"/>	EP005	Dynamic harnas, S	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP006	Dynamic harnas, M	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP007	Dynamic harnas, L	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP008	Sternum harnas, S	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP009	Sternum harnas, M	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP010	Sternum harnas, L	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP011	Slimline sternum harnas, S	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP012	Slimline sternum harnas, M	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP013	Slimline sternum harnas, L	€ 261,03
<input type="checkbox"/>	EP014	Schouderharnas, S	€ 278,45
<input type="checkbox"/>	EP015	Schouderharnas, M	€ 278,45
<input type="checkbox"/>	EP016	Schouderharnas, L	€ 278,45

VAS accessoires			
<input type="checkbox"/>	ED048	Duwhandvatten	€ 87,00

Armsteunen (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EE023	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	EE024	Flip-Up armsteunen (max gebruikersgewicht 125 kg)	€ 121,82

Beensteunen (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EB001	Standaard wegzwenkbaar	std.
<input type="checkbox"/>	EB002	Mechanisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)	€ 788,37
<input type="checkbox"/>	EB003	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, afzonderlijk verstelbaar (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)	€ 2.477,49
<input type="checkbox"/>	EB004	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, simultaan verstelbaar (niet mogelijk bij OL < 21 cm)	€ 2.477,49
<input type="checkbox"/>	EB013	Centrale voetsteun met gedeelde Flip-Up voetplaten aluminium (niet icm voorwiel)	€ 939,74

Voetplaten (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EB006	Individueel, kunststof voetplaat (alleen in combinatie met EB001 standaard wegzwekbare beensteun)	std.
<input type="checkbox"/>	EB007	Individueel, aluminium voetplaat	€ 198,25
<input type="checkbox"/>	EB009	Single-panel, aluminium voetplaat	€ 165,78

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Beensteunaccessoires			
<input type="checkbox"/>	EB010	Beensteunpolstering (voor mechanische en elektrische beensteunen)	std.

Accu (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	€ 591,69
<input type="checkbox"/>	EU033	AGM 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) set	std.
<input type="checkbox"/>	EU034	AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20) set	€ 870,14

Acculader (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EU040	Zonder oplader	g.m.
<input type="checkbox"/>	EU041	Oplader 8A, zonder ventilator	€ 313,36
<input type="checkbox"/>	EU044	Oplader 10A, zonder ventilator	€ 348,06
<input type="checkbox"/>	EU042	12A, incl. extern laad entree	€ 452,46
		<input type="checkbox"/> montage rechts <input type="checkbox"/> montage links	

Zwenkwielarm (verplichte keuze)			
<input checked="" type="checkbox"/>	EF001	Met vering	std.

Zwenkwielen (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EF009	6" PU (alleen voor MWD)	€ 55,69
<input type="checkbox"/>	EF005	9" luchtbanden	std.
<input type="checkbox"/>	EF006	9" anti-lekbanden	€ 61,44
<input type="checkbox"/>	EF007	10" luchtbanden	g.m.
<input type="checkbox"/>	EF008	10" anti-lekbanden	€ 69,61

Aandrijfwielen (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EG001	14" luchtbanden	std.
<input type="checkbox"/>	EG002	14" anti-lekbanden	€ 91,59

Bandenkleur (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EG012	Zwart	std.
<input type="checkbox"/>	EG011	Grijs	g.m.

Bandenprofiel (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EG013	Gleufprofiel, alleen in grijs	g.m.
<input type="checkbox"/>	EG014	Noppenprofiel, alleen in zwart	std.
<input type="checkbox"/>	EG015	Zwenkwielen met gleufprofiel, achterwiel met noppenprofiel alleen in grijs	g.m.

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Framekleuren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	013	Jet black RAL 9005 matte	std.
<input type="checkbox"/>	003	Jet black RAL 9005	g.m.
<input type="checkbox"/>	002	Anthracite metallic	€ 17,40
<input type="checkbox"/>	022	Cream RAL 9001	€ 17,40
<input type="checkbox"/>	017	Yellow RAL 1023	€ 17,40
<input type="checkbox"/>	018	Signal red RAL 3001	€ 17,40
<input type="checkbox"/>	016	Silver metallic	€ 17,40
<input type="checkbox"/>	004	Ice blue	€ 34,81
<input type="checkbox"/>	027	Shimano matte	€ 72,90
<input type="checkbox"/>	014	Candy red	€ 121,82
<input type="checkbox"/>	021	Sparkle granny-smith	€ 121,82
<input type="checkbox"/>	023	White RAL 9016	€ 121,82
<input type="checkbox"/>	005	Sparkle light orange	€ 121,82
<input type="checkbox"/>	009	Vinho sparkle	€ 121,82

Frameaccessoires			
<input type="checkbox"/>	EA010	Spatbord voor aandrijfwielen (verplicht bij FWD en MWD)	€ 104,37
<input type="checkbox"/>	EA011	Spatbord voor zwenkwielen	€ 56,82

Veiligheid			
<input type="checkbox"/>	ES002	Taxifixatie	std.
<input type="checkbox"/>	ES013	Dahl docking systeem installatiekit	€ 121,82

Algemene accessoires			
<input type="checkbox"/>	Logo	JUVO logo	std
<input type="checkbox"/>	ES003	Mobiele telefoontasje	€ 40,55
<input type="checkbox"/>	ES004	Bagagedrager	€ 407,71
<input type="checkbox"/>	ES005	Stokhouder aan armlegger (ook te gebruiken als tassenhaak)	€ 122,11
<input type="checkbox"/>	ES006	Achteruitkijkspiegel (montage tegenover de stuurkastzijde)	€ 192,46
<input type="checkbox"/>	ES007	Gereedschapskit	€ 63,76
<input type="checkbox"/>	ES010	Bidonhouder	€ 40,58
<input type="checkbox"/>	ES011	Airman pomp	€ 237,67
<input type="checkbox"/>	ET001	Externe claxon	€ 337,37
<input type="checkbox"/>	ES012	Werkblad (montage galg tegenover de stuurkastzijde, niet mogelijk i.c.m. achteruitkijkspiegel)	€ 706,05

Verlichting			
<input type="checkbox"/>	ES021	Ledverlichting en knipperlichten	std.

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Stuurkast (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EU051	VR2,2 elektrische functie eisen of verlichting mogelijk	std.
<input type="checkbox"/>	EU061	VR2 met werkblad module	€ 2.780,95
<input type="checkbox"/>	EU065	TEN hand module kleur shimano mat	€ 1.252,99
<input type="checkbox"/>	EU066	TEN hand module kleur select van frame	€ 1.438,22
<input type="checkbox"/>	EU063	TEN° (120A), werkbladbesturing, elektrisch omkeerbaar (incl. 1 Piko button voor rotatie)	€ 2.780,95

Stuurkasthouder (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	EU070	Standaard (alleen mogelijk i.c.m. VR2)	std.
<input type="checkbox"/>	EU071	Parallel wegzwenkbare stuurkasthouder, 2 cm in hoogte instelbaar	€ 132,16
<input type="checkbox"/>	EU072	Parallel wegzwenkbare stuurkasthouder, 9,5 cm in hoogte instelbaar	€ 132,16

Aanbouwzijde stuurkasthouder (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>		Rechts	std.
<input type="checkbox"/>		Links	g.m.

Power module			
<input type="checkbox"/>	EU051	VR2 (90 A), max. 2 elektrische functies en verlichting (niet aanbevolen voor > 120 kg belasting; niet mogelijk bij FWD)	std.
<input type="checkbox"/>	EU061	VR2 (90 A), werkbladbesturing, handmatig omkeerbaar (max. 2 elektrische functies en verlichting)(niet mogelijk bij voorwielaandrijving)	€ 1.252,99
<input type="checkbox"/>	EU053	TEN° (120 A), verplicht voor 14 km/u	€ 312,95

Actuator module voor besturingseenheid, TEN°			
<input type="checkbox"/>	EU056	Actuator module TEN° (verplicht bij verlichting en/of elektrische functies i.c.m. TEN° stuurkast)	€ 730,41

Joystick voor TEN° werkbladbesturing (alleen in te vullen indien TEN° gewenst)			
<input type="checkbox"/>	EU108	Vereiste kracht 250 g	g.m.
<input type="checkbox"/>	EU107	Vereiste kracht 120 g	€ 1.820,32

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Externe buttons (voor aansluiting op TEN° stuurkast of TEN° werkbladbesturing)			
<input type="checkbox"/>	EU067	Piko button diam. 50 mm (rood/zwart)	€ 134,42
<input type="checkbox"/>	EU068	Piko button diam. 30 mm (rood/zwart)	€ 134,42
<input type="checkbox"/>	EU097	Button module (voor elektrische zitfuncties, installatie aan de overzijde van de stuurkast)	€ 1.527,95
<input type="checkbox"/>	EU098	Button module (voor elektrische zitfuncties) incl. 1 Piko button diameter 30 mm (voor de installatie op de TEN° stuurkast, Piko button rood voor on/off)	€ 1.740,26
<input type="checkbox"/>	EU099	Button module (voor elektrische zitfuncties) incl. 1 Piko button diameter 50 mm (voor de installatie op de TEN° stuurkast, Piko button rood voor on/off)	€ 1.740,26

Montagemateriaal werkblad voor werkbladbesturing TEN°			
<input type="checkbox"/>	ES014	Werkblad met bevestiging, wegzwenkbaar, werkbladbesturing TEN° centraal gemonteerd	€ 1.099,85
<input type="checkbox"/>	ES015	Werkblad (zonder uitsnijding) met bevestiging, wegzwenkbaar, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladbesturing TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	€ 783,12
<input type="checkbox"/>	ES016	Alleen bevestiging, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladbesturing TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	€ 591,69
<input type="checkbox"/>	ES017	Sjabloon van de uitsnijding voor werkbladbesturing TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	€ 104,68

Joystick			
<input type="checkbox"/>	EU080	Joystick voor tetraplegie, horizontaal (aanpasbaar van 70-90 mm)	€ 195,94
<input type="checkbox"/>	EU081	Stick S80 (speciale verticale joystick 80 mm)	€ 82,31
<input type="checkbox"/>	EU082	Soft ball, zwarte bekleding	€ 155,36
<input type="checkbox"/>	EU083	Golfbal (diameter 43 mm)	€ 144,93
<input type="checkbox"/>	EU084	Golfbal (diameter 48 mm)	€ 182,01
<input type="checkbox"/>	EU085	Soft bal, gekleurd (diameter 30 mm, 4 stuks)	€ 353,60

Modules voor stuurkasteenheid, TEN°			
<input type="checkbox"/>	EU054	Omni Module (LCD scherm)	€ 1.487,46
<input type="checkbox"/>	EU055	Input/Output Module	€ 803,44

Houder voor Omni Module (alleen in te vullen indien Omni Module gewenst)			
<input type="checkbox"/>	EU073	Standaard (niet mogelijk i.c.m. werkblad)	€ 121,82
<input type="checkbox"/>	EU074	Met zwanenhals (niet mogelijk i.c.m. werkblad)	€ 301,43
<input type="checkbox"/>	EU075	Met zwanenhals voor werkblad (niet gemonteerd)	€ 301,43

Speciale besturing met Omni Module			
<input type="checkbox"/>	EU100	Mo-Vis Micro Joystick (benodigde kracht 10g)	€ 3.995,17
<input type="checkbox"/>	EU101	Mo-Vis Multi Joystick (benodigde kracht 50g)	€ 3.647,36
<input type="checkbox"/>	EU102	Mo-Vis All-round Joystick light (benodigde kracht 120g)	€ 3.095,50

Speciale besturingen			
<input type="checkbox"/>	EU105	Mo-Vis Micro Joystick (benodigde kracht 10g)	€ 4.193,42
<input type="checkbox"/>	EU106	Mo-Vis Multi Joystick (benodigde kracht 50g)	€ 3.730,11
<input type="checkbox"/>	EU107	Mo-Vis All-round Joystick light (benodigde kracht 120g)	€ 3.373,75
<input type="checkbox"/>	EU108	Mo-Vis All-round Joystick (benodigde kracht 250g)	€ 2.348,87
<input type="checkbox"/>	EU109	Mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (benodigde kracht 650g)	€ 4.193,42

Houder voor mo-Vis joystick			
<input type="checkbox"/>	EU076	Elektrisch wegzwenkbare arm, installatie aan de linkerzijde van de rugsteun (als houder voor joysticks, sip & puff en button bedieningen)	€ 2.436,38
<input type="checkbox"/>	EU077	Elektrisch wegzwenkbare arm, installatie aan de rechterzijde van de rugsteun (als houder voor joysticks, sip & puff en button bedieningen)	€ 2.436,38
<input type="checkbox"/>	EU078	Bevestiging voor werkblad (moet door de klant worden geïnstalleerd)	€ 496,21
<input type="checkbox"/>	EU110	Bevestiging voor armsteun incl. 1 vinger button (voor on/off, installatie aan zelfde zijde als stuurkast)	€ 330,65
<input type="checkbox"/>	EU111	Bevestiging voor armsteun incl. 2 vinger buttons (voor on/off en mode, installatie aan zelfde zijde als stuurkast)	€ 382,86
<input type="checkbox"/>	EU112	Bevestiging voor armsteun incl. 1 Piko button Ø 30mm (voor on/off, installatie aan zelfde zijde als stuurkast)	€ 382,86
<input type="checkbox"/>	EU113	Bevestiging voor armsteun incl. 2 Piko buttons Ø 50mm (rood/zwart voor on/off en mode, installatie aan zelfde zijde als stuurkast)	€ 591,69

Besturingseenheid accessoires			
<input type="checkbox"/>	EU057	Begeleidersbesturing	€ 1.244,29
		<input type="checkbox"/> montage rechts <input type="checkbox"/> montage links	
<input type="checkbox"/>	EU094	Easywave radio module (alleen mogelijk i.c.m. input/output module)	€ 417,66

Memory module voor elektrische zitfuncties (alleen mogelijk i.c.m. TEN° besturing)			
<input type="checkbox"/>	EU122	Aanpassing rughoek, voorgeprogrammeerd, 20°	€ 556,89
<input type="checkbox"/>	EU123	Aanpassing zitkanteling, voorgeprogrammeerd, 20°	€ 556,89
<input type="checkbox"/>	EU124	Aanpassing rughoek/zitkanteling, voorgeprogrammeerd 35°/15°	€ 1.183,38

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Motoren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	ET016	Performance	std.
<input type="checkbox"/>	ET011	High Performance voor gebruikersgewicht > 100 kg	€ 2.329,17

Motoren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	ET012	6 km/h	g.m.
<input type="checkbox"/>	ET013	7,2 km/h	g.m.
<input type="checkbox"/>	ET014	10 km/h max. gebruikersgewicht 140 kg (bij voorwielaandrijving alleen mogelijk i.c.m. Gyro Module EF023)	std.
<input type="checkbox"/>	ET015	14 km/h (alleen mogelijk bij achterwielaandrijving i.c.m. TEN° besturing en Power Module)	g.m.

Rijrichtingsstabilisatie			
<input type="checkbox"/>	EF023	Gyro module (verplicht i.c.m. TEN° besturing en FWD 10 km/u)	€ 1.178,60

RevaMed Alles Inclusief Service			
<input type="checkbox"/>	AIS-elro	RevaMed Alles Inclusief Service voor elektrische rolstoelen <ul style="list-style-type: none">- Levering bij eindgebruiker met rij- en gebruiksinstructies- Volledig instellen naar wensen eindgebruiker- Afstellen softwarematig indien van toepassing- Administratieve afhandeling	€ 251,20