

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



KIMBA NEO ZITEENHEID

Maximale belasting 40 kg

BASISGEGEVENS

- Zitbreedte, zitdiepte, rughoogte en onderbeenlengte traploos instelbaar
- Zitkanteling, rug- en kniehoek traploos instelbaar
- Zitkanteling traploos instelbaar -10 tot +40 graden
- Quick release mechanisme om ziteenheid af te nemen/ positioneren van de zit in/tegen de rijrichting
- Voetensteun met opklapbare voetplaat
- Laterale ondersteuningspelotten
- Aanpasbare heuppelotten
- Framekleur zwart

ottobock.



Basisprijs €3.501,57

Artikelnummer 470G71=20000_K

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____



AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Informatie

	Afmeting kind	Afmeting Kimba Neo grootte 1	Afmeting Kimba Neo grootte 2
			
① Ruglengte [mm]		410 - 610	560 - 700
② Zitdiepte [mm]		190 - 310 (140 ingekort)	240 - 400
Zitbreedte [mm]		200 - 300	260 - 350
③ Onderbeenlengte [mm]		190 - 310 (122 ingekort)	200 - 370
Max belasting		Ziteenheid: 40 kg* Outdoor onderstel: 55 kg	
a) Gebruikersgewicht			
b) Medische uitrusting			
* Met de optie „voetsteun hoekinstelbaar voor korte onderbeenlengte“ neemt de maximale belasting af tot 35 kg			

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Voor gebruik in combinatie met			
<input type="checkbox"/>		Kimba Neo Outdoor onderstel	
<input type="checkbox"/>		Kimba Cross	
<input type="checkbox"/>		Kimba Inline	
<input type="checkbox"/>		Kimba Home	
<input type="checkbox"/>		Kimba Indoor onderstel	

Grootte			
<input type="checkbox"/>	KC01	Grootte 1 (van 1-6 jaar)	€ 1.594,56
<input type="checkbox"/>	KC02	Grootte 2 (van 4-10 jaar)	€ 1.749,11

Hoofdsteun			
<input type="checkbox"/>	KD01	Zonder hoofdsteun	€ -
<input type="checkbox"/>	KD02	Met geïntegreerde hoofdsteun met lichte zijdelingse ondersteuning	€ 319,16
<input type="checkbox"/>	KD03	Hoofdsteunpelotten (lateraal verstelbaar) ¹	€ 253,83
<input type="checkbox"/>	KL01	Hoofdsteun concave, S (incl. houder; wordt geleverd icm een korte rug)	€ 179,53
<input type="checkbox"/>	KL02	Hoofdsteun concave, M (incl. houder; wordt geleverd icm een korte rug)	€ 183,14
<input type="checkbox"/>	KL03	Hoofdsteun lateraal, S (incl. houder; wordt geleverd icm een korte rug)	€ 263,75
<input type="checkbox"/>	KL05	Hoofdsteunhouder (wordt geleverd icm een korte rug)	€ 218,05

Rugsteunaccessoire			
<input type="checkbox"/>	KD20	Rughoekbegrenzer	€ 30,49
<input type="checkbox"/>		Kantelknop op stoel (alleen mogelijk voor Kimba Neo hoofdsteun met code KD)	

Bekleding			
<input type="checkbox"/>	KD00	Zonder	€ -
<input type="checkbox"/>	KD27	Honingraat structuur groen/grijs-melange	€ -
<input type="checkbox"/>	KD29	Honingraat structuur grijs/grijs-melange/turquoise	€ -
<input type="checkbox"/>	KD30	Honingraat structuur roze/grijs-melange	€ -
<input type="checkbox"/>	KD32	Honingraat structuur grijs/grijs-melange	€ -

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Gordels			
<input type="checkbox"/>	KP02	Heupgordel, gepolsterd ^{1,2}	€ 94,24
<input type="checkbox"/>	KP18	4-punts pediatric heupgordel, met kunststofsluiting	€ 161,18
<input type="checkbox"/>	KP06	Zitbroek	€ 155,83
<input type="checkbox"/>	KP15	Gepolsterde pediatric heupgordel ,pull tight'	€ 150,86

Borst-en schoudersteunen			
<input type="checkbox"/>	KP11	Borst-schouderfixatie, grootte 1	€ 199,41
<input type="checkbox"/>	KP12	Borst-schouderfixatie, grootte 2	€ 199,41
<input type="checkbox"/>	KP13	Borst-schouderfixatie, grootte 3	€ 199,41
<input type="checkbox"/>	KP16	Schouder harnas, grootte S	€ 257,54
<input type="checkbox"/>	KP17	Schouder harnas, grootte M	€ 257,54
<input type="checkbox"/>	KP19	Sternum harnas, grootte S	€ 220,48
<input type="checkbox"/>	KP20	Sternum harnas, grootte M	€ 220,48
<input type="checkbox"/>	KP21	Slimline sternum harnas	€ 214,26
<input type="checkbox"/>	KP22	Dynamic harnas, grootte XS	€ 222,12
<input type="checkbox"/>	KP23	Dynamic harnas, grootte S	€ 231,06
<input type="checkbox"/>	KP24	Dynamic harnas, grootte M	€ 231,06
<input type="checkbox"/>	KP03	Vierpuntsgordel, gepolsterd ^{1,2}	€ 144,51
<input type="checkbox"/>	KP04	Vijfpuntsgordel, grote sluiting	€ 101,78
<input type="checkbox"/>	KP05	Vijfpuntsgordel, kleine sluiting (aanbevolen voor grootte 1)	€ 101,78
<input type="checkbox"/>	KP10	Fixatievest	€ 183,46

Heupsteunen			
<input type="checkbox"/>	KD04	Thoraxpelotten (in bekledingskleur) ¹	€ 253,83
<input type="checkbox"/>	KD31	Wegzwenkbare zijpelotten	€ 211,18
<input type="checkbox"/>	KD10	Lumbaal ondersteuningskussen	€ 142,29
<input type="checkbox"/>	KD11	Neksteun	€ 77,85
<input type="checkbox"/>	KC12	Wiggen ter verbetering van de zithouding	€ 31,60
<input type="checkbox"/>	KC10	Zitdiepte-inkorter (mogelijke zitdiepte tot 14 cm)	€ 183,02
<input type="checkbox"/>	KC13	Zitverkleiner (bekleding grijs, alleen voor grootte 1)	€ 208,55

Armsteunen			
<input type="checkbox"/>	KE01	Armsteun, standaard	€ 146,13
<input type="checkbox"/>	KE02	In hoogte instelbare armsteunen	€ 188,35

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Dienbladen			
<input type="checkbox"/>	KS01	Werkblad, grijs (alleen te gebruiken in de rijrichting en icm KE02 in laagste stand)	€ 307,87
<input type="checkbox"/>	KS02	Werkblad, transparant (alleen te gebruiken in de rijrichting en icm KE02 in laagste stand)	€ 476,66

Accessoire ziteenheid			
<input type="checkbox"/>	KQ04	Grijpstang met bekleding (grijs)	€ 112,53

Been- en voetensteunen			
<input type="checkbox"/>	KB03	Voetensteun, standaard	std.
<input type="checkbox"/>	KB05	Voetensteun, hoekinstelbaar	€ 128,17
<input type="checkbox"/>	KB10	Beensteun, hoekinstelbaar voor korte onderbeenlengte (alleen voor grootte 1)	€ 119,45

Accessoires been- en voetensteunen			
<input type="checkbox"/>	KB08	Anti slip bekleding ¹	€ 32,78
<input type="checkbox"/>	KB09	Polster voor voetplaat	€ 95,62
<input type="checkbox"/>	KB12	Voetfixatie (sandalen)	€ 137,14
<input type="checkbox"/>	KB06	Enkelbanden, paar	€ 35,20
<input type="checkbox"/>	KB07	Voetbanden, wreef gepolsterd	€ 38,96
<input type="checkbox"/>	KC06	Abductieklos, grootte 1 (L 9 cm × B 6 cm × H 9 cm), alleen voor zitting, grootte 1 ¹	€ 187,11
<input type="checkbox"/>	KC07	Abductieklos, grootte 2 (L 10 cm × B 7.5 cm × H 10 cm) ¹	€ 187,11
<input type="checkbox"/>	KC08	Abductieklos, grootte 3 (L 12 cm × B 9 cm × H 10 cm), alleen voor zitting, grootte 2 ¹	€ 187,11

Overkapping			
<input type="checkbox"/>	KW05	Overkapping in bekledingskleur, incl. adapter en regenhoes ¹	€ 339,27
<input type="checkbox"/>	KW13	Overkapping grijs -melange / grijs binnenin, incl. adapter en regenhoes ¹	€ 339,27
<input type="checkbox"/>	KW06	Regenkap, transparant, met overtrek voor benen, inclusief adapter ¹	€ 238,75

Voetenzak			
<input type="checkbox"/>	KW01	Zomer/winter voetenzak, grootte S	€ 437,06
<input type="checkbox"/>	KW02	Zomer/winter voetenzak, grootte M	€ 437,06
<input type="checkbox"/>	KW03	Zomer/winter voetenzak, grootte L	€ 437,06

Overige accessoires			
<input type="checkbox"/>	KW04	Regencape, grijs	€ 96,97
<input type="checkbox"/>	KD12	Incohoes set ¹	€ 199,41

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Montage			
<input type="checkbox"/>	KP01	Montage van de gekozen accessoires (alleen voor accessoires aangeduid met ¹) In het geval dat meerdere opties aangeduid zijn met ² alleen één positie zal gemonteerd worden.	€ 115,35
<input type="checkbox"/>	KP14	Montage van montagesets	€ 42,69

KIMBA NEO OUTDOOR ONDERSTEL

Maximale belasting 55 kg (incl. ziteenheid)

BASISGEGEVENS

- Vouwbaar outdoor onderstel uit hoogwaardig aluminium
- Vering op de achterwielen
- Duwbeugel met ratel, hoogte-verstelbaar
- Vouwbaar opbergtas
- EVA wielen met rem
- Geïntegreerde transporthaken
- Zwenkwielen voorwielen 7", met geïntegreerde rem

ottobock.**Basisprijs €2.073,32**

Artikelnummer 470G71=10000_K

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Ontgrendeling zitkanteling en rughoek			
<input type="checkbox"/>		Ontgrendeling zitkanteling en rughoek (alleen mogelijk voor Kimba Neo hoofdsteunmet code KD)	
<input type="checkbox"/>		Ontgrendeling zitkanteling en rughoek	

Grootte			
<input type="checkbox"/>	KA01	Grootte 1 (van 1-6 jaar)	€ 2.073,32
<input type="checkbox"/>	KA05	Grootte 2 (van 4-10 jaar)	€ 2.073,32

Framekleur			
<input type="checkbox"/>	013	Diep zwart RAL 9005 mat	g.m.
<input type="checkbox"/>	023	Wit RAL 9015	g.m.

Zitschaaladapter			
<input type="checkbox"/>	KC03	Zitschaaladapter	€ 197,30
<input type="checkbox"/>	KB01	Voetensteun voor zitschaaladapter	€ 510,82

Banden			
<input type="checkbox"/>	KF03	EVA	std.
<input type="checkbox"/>	KF04	Luchtbanden	€ 80,58



Type achterwiel			
<input type="checkbox"/>	KG01	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	KG02	Met trommelrem	€ 442,53

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Klinische accessoires			
<input type="checkbox"/>	KA10	Platform voor beademingstoestel Voorgemonteerde positie: Ziteenheid gemonteerd in de rijrichting	€ 590,03
<input type="checkbox"/>	KA11	Platform voor beademingstoestel Voorgemonteerde positie: Ziteenheid gemonteerd tegen de rijrichting	€ 590,03

			Opslagruimte [cm] grootte 1	Opslagruimte [cm] grootte 2
KA10		Platform voor beademingstoestel Ziteenheid gemonteerd in de rijrichting	Grote plaat: 36 x 31 x 20 Kleine plaat: 15 x 28 x 15	Grote plaat: 36 x 38 x 20 Kleine plaat: 15 x 35 x 15
KA11		Platform voor beademingstoestel Ziteenheid gemonteerd tegen de rijrichting		

Accessoires			
<input type="checkbox"/>	KS03	"Techno" buggy board	€ 193,51
<input type="checkbox"/>	KA07	Framebeschermers, paar	€ 60,11
<input type="checkbox"/>	KA08	Trapdop, links	€ 27,11
<input type="checkbox"/>	KA12	Trapdop, rechts	€ 27,11
<input type="checkbox"/>	KS07	Bekerhouder	€ 31,42
<input type="checkbox"/>	KS13	Luiertas, grijs-melange (bevat uitgebreide accessoires zoals: verschoningsmatje, dummy-tas, isolatiezak voor flessen en een kunststof gereedschapstas, evenals talrijke compartimenten en zakken met rits)	€ 189,31

KIMBA CROSS

Maximale belasting 50 kg (incl. ziteenheid)

BASISGEGEVENS

- Driewiel kinderbuggy met telescopisch frame, voor montage Kimba Neo ziteenheid grootte 1 en 2 of een custom zitschaaladapter
 - Vouwbaar/ demonteerbaar
 - Elastomere vering
 - Trommelremmen
 - 18" achterwielen met luchtbanden
 - Voorwiel 16" met luchtband incl spatbord
 - In hoogte verstelbare duwbeugel
 - Framekleur zwart
-
- Voor kinderen van 1-10 jaar

ottobock.**Basisprijs €3.451,75**

Artikelnummer HR3401=0000_K

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Outdoor onderstel			
<input type="checkbox"/>		Kimba Cross outdoor onderstel	

Voor gebruik in combinatie met			
<input type="checkbox"/>		Kimba Neo ziteenheid, grootte 1	
<input type="checkbox"/>		Kimba Neo ziteenheid, grootte 2	

Adapter voor Kimba Neo ziteenheid			
<input type="checkbox"/>	HR34011300	Grootte 1	g.m.
<input type="checkbox"/>	HR34021300	Grootte 2	g.m.
<input type="checkbox"/>	HR32x48300	Zitschaaladapter Kimba	€ 193,58

Accessoires voor outdoor onderstel			
<input type="checkbox"/>	HR34012100	12" zwenkwiel met snel-sluitbevestiging	€ 296,46
<input type="checkbox"/>	HR34017000	Anti-kiepesteun, compleet	€ 203,05
<input type="checkbox"/>	HR34018000	Kledingbeschermers (plug-on spatborden)	€ 261,18
<input type="checkbox"/>	HR34018100	Uitbreiding kledingbeschermers rond het wiel (alleen in combinatie met de kledingbeschermers / spatborden)	€ 111,13
<input type="checkbox"/>	HR34019000	Spaakbeschermers, transparant	€ 147,07
<input type="checkbox"/>	HR34015000	Opbergtas	€ 104,71
<input type="checkbox"/>	HR34016100	Fietsdissel compleet (incl. Weber koppeling, type E, veiligheidsstrap)	€ 330,16
<input type="checkbox"/>	HR34016200	Fietsveiligheidsset, bestaande uit verlichting, vlag en rolbeugel	€ 186,02
<input type="checkbox"/>	HR16001102	"Techno" buggy board	€ 192,23
<input type="checkbox"/>	Hr32xx2700	Voetsteun assemblage bij montage zitschaal	€ 469,12

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



KIMBA INLINE

Maximale belasting 50 kg (incl. ziteenheid)

BASISGEGEVENS

- Kimba Inline onderstel voor twee Kimba ziteenheden
grootte 1. Inline onderstel voor het plaatsen van twee
ziteenheden gepositioneerd achterelkaar
- 200 mm luchtbanden voor comfort (vering)
- Achterwielen 300 mm luchtbanden, volledig
met trommelrem
- Framekleur zwart

- Tweelingbuggy voor kinderen van 1 -6 jaar

ottobock.



Basisprijs €2.347,23

Artikelnummer HR3255=0000_K

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Accessoires			
<input type="checkbox"/>	HR16001102	"Techno" buggy board	€ 175,76
<input type="checkbox"/>	HR32582700	Voetsteunassemblage bij montage zitschaal voor	€ 404,33
<input type="checkbox"/>	HR32582701	Voetsteunassemblage bij montage zitschaal achter	€ 404,33
<input type="checkbox"/>	HR32548300	Zitschaaladapter voorzijde	€ 171,22
<input type="checkbox"/>	HR32548301	Zitschaaladapter achterzijde	€ 171,22

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



KIMBA HOME

Maximale belasting (incl. ziteenheid) 50 kg, grootte 1 | 75 kg, grootte 2

BASISGEGEVENS

- Indoor onderstel voor Kimba ziteenheid grootte 1 en 2
- Kantelinstelling ziteenheid door gasveer 500 N (-5 tot +35 graden)
- Hoogteverstelling door gasveer 1200 N (hoogte van ziteenheidadapter min 19, max 56 cm)
- 4 wielen (75 mm) waarvan 2 geremd
- Framekleur: Kimba wit
- Duwstang incl. ontgrendelingshendel voor zithoekinstelling

ottobock.



KLANTGEGEVENS

Uw referentie

Klantnaam

Adres

Postcode/woonplaats

Tel. nr

E-mail

Adviseur/ besteller

Tel. nr adviseur/besteller

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres

Postcode/woonplaats

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Basismodel			
<input type="checkbox"/>	470G71=90001	Kimba Home indoor onderstel, grootte 1	€ 1.937,83
<input type="checkbox"/>	470G71=90002	Kimba Home indoor onderstel, grootte 2	€ 1.937,83

KIMBA INDOOR

BASISGEGEVENS

- In hoogte verstelbare stalen constructie
- Zwenkwiel met draaivergrendeling diameter 75 mm
- In hoekverstelbare zitschaaladapter
- Verstelbare wielbasis
- Framekleur antraciet metallic

ottobock.



Basisprijs €829,48

Artikelnummer HR2233=0000_K

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Standaard model			
<input type="checkbox"/>	HR22330000-011	Grootte 1	€ -
<input type="checkbox"/>	HR22430000-011	Grootte 2	€ -

Voor gebruik in combinatie met			
<input type="checkbox"/>		Kimba Neo ziteenheid, grootte 1	
<input type="checkbox"/>		Kimba Neo ziteenheid, grootte 2	

Zwenkwiel met draaivergrendeling			
<input type="checkbox"/>	HR22321150	Diameter 75 mm	€ -
<input type="checkbox"/>	HR22321160	Diameter 125 mm	€ 243,27

Zitschaaladapter			
<input type="checkbox"/>	HR32046x00	Parallel	€ 193,39
<input type="checkbox"/>	HR32x48300	Kimba	€ 177,00

Accessoires			
<input type="checkbox"/>	HR22327100	Duwbeugel	€ 283,77
<input type="checkbox"/>	HR32044x00-	Voetsteunassemblage bij montage zitschaal	€ 416,44