

MOTUS CS en CV

BASISGEGEVENS

- Aluminium frame met dubbel kruisframe
- Vouwbaar
- Rugbuis in hoogte instelbaar
- Rugbespanning naspanbaar
- Zijdeel met i.h.v. armlegger, lang
- Aandrijfwielen met holkamervelg en steekassen, 1" banden
- Kniehevelrem
- CV - Gedeelde beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar, in hoek verstelbaar
- CS - Doorlopende voetplaat, in hoek verstelbaar
- Max. gebruikersgewicht: 125 kg

ottobock.**Basisprijs €2309,53****Artikelnummer 480F61=00000_K**

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Rolstoel metingen*

1 Zithoogte vooraan (ZHV)

= grond tot op de zitbekleding

2 Onderbeenlengte (OL)

= van boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat (zonder zitkussen)

3 Zithoogte achteraan (ZHA)

= grond tot op de zitbekleding

4 Rughoogte (RH)


= bovenkant zitbuis (kruisframe) tot bovenkant rugbekleding

5 Zitdiepte (ZD)

= voorzijde zitbekleding tot rugbuis

6 Zitbreedte (ZB)

= buitenzijde framebuis tot buitenzijde framebuis



Zitbreedte in cm (verplichte keuze)

35.5 38 40.5 43 45.5 48 50,5 53 55,5

ZB wordt gemeten van buitenkant zitbuis tot buitenkant zitbuis.

Zitdiepte in cm (verplichte keuze)

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Zithoogte voor in cm (verplichte keuze)

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rolstoel type

- | | | | |
|--------------------------|------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | MB50 | Zelfrijder | |
| <input type="checkbox"/> | | Standaard | |

Voorframe keuze verplicht bij model CS

<input type="checkbox"/>	MA	Motus CV	
<input type="checkbox"/>	MA03	Motus CS 80	€ 183,99
<input type="checkbox"/>	MA01	Motus CS 70	€ 183,99

Frame accessoires

<input type="checkbox"/>	MA50	Transportwielen	€ 245,73
<input type="checkbox"/>	MA51	Trapdop rechts	g.m.
<input type="checkbox"/>	MA52	Trapdop links	g.m.
<input type="checkbox"/>	MA55	Anti-kiepwiel rechts	€ 129,77
<input type="checkbox"/>	MA56	Anti-kiepwiel links	€ 129,77
<input type="checkbox"/>	MA57	Stokhouder rechts	€ 100,81
<input type="checkbox"/>	MA58	Stokhouder links	€ 100,81

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Zwenkwielen			
<input type="checkbox"/>	MF30	4" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF35	4" soft zwenkwiel, aluminium	€ 196,58
<input type="checkbox"/>	MF31	5" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF36	5" zacht zwenkwiel, aluminium	€ 196,58
<input type="checkbox"/>	MF04	5.5" zacht rubber, grijs	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF05	6" luchtband	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF32	6" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF08	7" massief rubber	g.m.

Zwenkwielvork lengte			
<input type="checkbox"/>	MF80	Lange vork	std.
<input type="checkbox"/>	MF81	Korte vork	€ 53,07

Accessoires voor zwenkwielen			
<input type="checkbox"/>	MF96	Adapter Voor Kleine Zithoogte Voor	€ 140,67
<input type="checkbox"/>	MF97	Adapter Voor Grote Zithoogte Voor	€ 140,67
<input type="checkbox"/>		Zonder	g.m.

Zithoogte achter in cm (verplichte keuze)																			
<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45
<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>	52						

Achterwielen		
<input type="checkbox"/>	MG01	22"
<input type="checkbox"/>	MG02	24"

Camber							
<input type="checkbox"/>	0°	<input type="checkbox"/>	1°	<input type="checkbox"/>	2,5°	<input type="checkbox"/>	3,5°

Aandrijfwielpositie (zie pagina 3)							
<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D

Aandrijfwielveelgen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG06	Holkamerveelg	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG10	Spinergy SPOX (alleen 24" mogelijk)	€ 902,24
<input type="checkbox"/>	MG15	Infinity Ultralight	€ 143,77
<input type="checkbox"/>	MG80	Aandrijf wiel met trommelrem / begeleider	€ 555,69
<input type="checkbox"/>	MG83	Eenhandsaandrijving met dubbele hoepel links/rechts (alleen 24" mogelijk)	€ 950,13

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Montage eenhandsaandrijving			
<input type="checkbox"/>		Links	
<input type="checkbox"/>		Rechts	

Banden (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG30	Luchtbanden, 1 3/8" (alleen bij 24")	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG31	Schwalbe RightRun, fijn profiel, 1"	std.
<input type="checkbox"/>	MG35	PU 1 3/8"	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG37	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"	€ 88,21

Hoepels (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG53	Aluminium, zilver geanodiseerd, laag	€ 81,85
<input type="checkbox"/>	MG54	Aluminium, rubber coating	€ 296,13
<input type="checkbox"/>	MG56	Roestvrijstaal gepolijst, hoog	€ 89,28
<input type="checkbox"/>	MG57	Edelstaal gepolijst, laag (22", 24")	€ 89,28
<input type="checkbox"/>	MG52	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog	€ 81,85
<input type="checkbox"/>	MG63	Curve L (alleen bij 24")	€ 376,05
<input type="checkbox"/>	MG64	Curve L Grip (alleen bij 24")	€ 407,64
<input type="checkbox"/>	MG65	Gekko (alleen bij 24")	€ 322,23
<input type="checkbox"/>	MG69	Zonder hoepels	g.m.

Accessoires aandrijfwielen			
<input type="checkbox"/>	MG87	Hogedruk pomp, 14 bar	€ 144,92
<input type="checkbox"/>	MG88	Airman pomp, op accu	€ 158,77

Wielbasisverlenging			
<input type="checkbox"/>	MG86	Ja	

Remmen			
<input type="checkbox"/>	MH01	Kniehevelrem standaard	g.m.
<input type="checkbox"/>	MH05	Schaarrem (Motus CS)	€ 72,70
<input type="checkbox"/>	MH06	Kniehevelrem voor gebruiker en begeleider	€ 297,05
<input type="checkbox"/>	MH08	Eenhandsbediening rechts	€ 189,04
<input type="checkbox"/>	MH09	Eenhandsbediening links	€ 189,04
<input type="checkbox"/>	MH11	Kniehevelrem standaard, met omgekeerde functie	g.m.
<input type="checkbox"/>	MH99	Zonder	g.m.

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Accessoires rem			
<input type="checkbox"/>	MH10	Remhendelverlenging opsteekbaar	€ 59,22

Rughoogte in cm													
<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	32.5	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	37.5	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	42.5	<input type="checkbox"/>	43
<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	47.5	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	50						

Rugsysteem									
<input type="checkbox"/>	MD01	Rechte rug	<input type="checkbox"/>	30-40	<input type="checkbox"/>	35-45	<input type="checkbox"/>	40-50	std.
<input type="checkbox"/>	MD09	Lumbaalknik 8°	<input type="checkbox"/>	30-40	<input type="checkbox"/>	35-45	<input type="checkbox"/>	40-50	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD10	In hoek verstelbaar 30°	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	48			€ 410,79

Rugbespanning			
<input type="checkbox"/>	MD04	Standaard (alleen voor 30° rug in hoek verstelbaar)	std.
<input type="checkbox"/>	MD03	Aanpasbaar, gepolsterd	€ 113,90
<input type="checkbox"/>	MD05	Aanpasbaar, ademend	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD06	Zonder	g.m.

Duwhandvatten			
<input type="checkbox"/>	MD50	Standaard, kort	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD51	Standaard, lang	std.
<input type="checkbox"/>	MD52	In hoogte verstelbaar, telescopisch, lang	€ 102,56
<input type="checkbox"/>	MD53	In hoogte verstelbaar, telescopisch, kort	€ 102,56
<input type="checkbox"/>	MD55	In hoogte verstelbaar, afneembaar	€ 114,43
<input type="checkbox"/>	MD56	Neerklapbaar	€ 230,58
<input type="checkbox"/>	MD59	Zonder	

Accessoires rug			
<input type="checkbox"/>	MD58	Stabilisatiestang	€ 43,87

Zijdelen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	ME01	Aluminium met bescherming tegen kou	g.m.
<input type="checkbox"/>	ME02	Aluminium met kledingbeschermers, met bescherming tegen kou	g.m.
<input type="checkbox"/>	ME04	Carbon met kledingbeschermers	€ 726,80
<input type="checkbox"/>	ME05	Aluminium met armsteunen <input type="checkbox"/> kort <input type="checkbox"/> lang	€ 162,73
<input type="checkbox"/>	ME11	Kunststof met armsteun, plug-on	€ 162,73
<input type="checkbox"/>	ME99	Zonder	g.m.

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Accessoires zijdelen			
<input type="checkbox"/>	ME50	Armlegger gepolsterd, kort	€ 434,73
<input type="checkbox"/>	ME60	Werkblad	€ 273,48
<input type="checkbox"/>	ME61	Opklapbare zwenkeenheid, onderarmsteun rechts (Motus CV)	€ 154,23
<input type="checkbox"/>	ME62	Opklapbare zwenkeenheid, onderarmsteun links (Motus CV)	€ 154,23

Zitbespanning			
<input type="checkbox"/>	MC13	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	MC14	Naspanbaar	g.m.
<input type="checkbox"/>	MC06	Zonder	g.m.

Zitkussens			
<input type="checkbox"/>	MC01	Standaard (dikte 5 cm)	std.
<input type="checkbox"/>	MC02	Cubic Foam (dikte 5 cm)	€ 120,18
<input type="checkbox"/>	MC05	Evolight (dikte 6 cm)	€ 252,22
<input type="checkbox"/>	MC20	Terra zitkussen (dikte 10 cm)	€ 237,02
<input type="checkbox"/>	MC21	Terra Aquos zitkussen (dikte 10 cm)	€ 268,61
<input type="checkbox"/>	MC22	Terra Flair zitkussen (dikte 10 cm)	€ 489,81
<input type="checkbox"/>	MC29	Livo (dikte 5 cm)	€ 778,39
<input type="checkbox"/>	MC30	Evoflair (dikte 8 cm)	€ 778,39
<input type="checkbox"/>	MC23	Cloud zitkussen (dikte 10 cm)	€ 778,39

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)			
<input type="checkbox"/>	Onderbeenlengte (OL) in cm (instelbereik 34 cm – 55 cm)		

Voetsteunen			
<input type="checkbox"/>	MB03	Eéndelige voetplaat, hoek- en diepte instelbaar	€ 181,18
<input type="checkbox"/>	MB10	Gedeeld, hoekverstelbaar, 16 cm diep (Motus CV)	std.
<input type="checkbox"/>	MB21	Amputatiesteun, rechts (Motus CV)	€ 213,88
<input type="checkbox"/>	MB22	Amputatiesteun, links (Motus CV)	€ 213,88
<input type="checkbox"/>	MB25	Beensteun hoogzwenkbaar (1 paar) (max. zitbreedte 48 cm) (Motus CV)	€ 272,36
<input type="checkbox"/>	MB26	Beensteun hoogzwenkbaar rechts (plus standaard beensteun links) (Motus CV)	€ 180,22
<input type="checkbox"/>	MB27	Beensteun hoogzwenkbaar links (plus standaard beensteun rechts) (Motus CV)	€ 180,22
<input type="checkbox"/>	MB99	Zonder beensteunen	g.m.

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Lengte voetsteunbuizen (zonder zitkussen)			
<input type="checkbox"/>	MB41	Medium (34- 45 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB42	Lang (40 - 52 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB43	Extra lang (> 45 cm)	g.m.

Overige accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ51	Heupgordel met metalen sluiting	€ 110,29
<input type="checkbox"/>	MZ52	Gereedschapset	€ 83,19

Spaakschermen			
<input type="checkbox"/>	MG90	Transparant	€ 140,63
<input type="checkbox"/>	MG100	Spaakschermen, Graphic	€ 198,04
<input type="checkbox"/>	MG101	Spaakschermen, Miracle	€ 198,04
<input type="checkbox"/>	MG102	Spaakschermen, Network	€ 198,04
<input type="checkbox"/>	MG103	Spaakschermen, Robots	€ 198,04
<input type="checkbox"/>	MG104	Spaakschermen, Spectrum	€ 198,04

Framekleuren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	002	Antraciet metallic	g.m.
<input type="checkbox"/>	003	Marine blauw	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	004	Hemelsblauw	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	005	Zuurstokrood	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	009	Ice blue	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	010	Zilver metallic	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	012	Sparkle granny-smith	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	013	Wit RAL 9016	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	014	Jet zwart mat	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	016	Zilver metallic	g.m.
<input type="checkbox"/>	021	Sparkle Granny Smith	€ 189,51
<input type="checkbox"/>	023	Wit RAL 9016	€ 189,51

BESTELFORMULIER 2022

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2023 | V2022.1



Speciale accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ58	Tas voor aandrijf wiel	€ 108,57
<input type="checkbox"/>	MZ59	Tasje voor mobiele telefoon	€ 28,81
<input type="checkbox"/>	MZ70	Transportfixatie kit (Motus CS) - getest volgens DIN ISO 7176-19; max belasting 100 kg	€ 474,69
<input type="checkbox"/>	MZ71	Transportfixatie kit (Motus CV) - getest volgens DIN ISO 7176-19; max belasting 100 kg	€ 474,69
<input type="checkbox"/>	MZ89	Bescherming voor quick-release-as	€ 4,33
<input type="checkbox"/>	MZ93	Rolstoelrugzak	€ 76,06
<input type="checkbox"/>	MZ92	Wheelblades	€ 666,00

RevaMed Alles Inclusief Service			
<input type="checkbox"/>	AIS-Handbewogen Rolstoel	RevaMed Alles Inclusief Service voor manuele rolstoelen - Levering bij eindgebruiker met rij- en gebruiksinstructies - Volledig instellen naar wensen eindgebruiker - Administratieve afhandeling	€ 196,87