



## EASyS Modular S

| Technische gegevens      | Ziteenheid, grootte 1 | Ziteenheid, grootte 2 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zitdiepte                | 17 - 30 cm            | 27 - 38 cm            |
| Zitbreedte               | 19 - 26 cm            | 27 - 35 cm            |
| Zithoogte                | 47 cm                 | 46 cm                 |
| Rughoogte                | 28 - 42 cm            | 34 - 53 cm            |
| Onderbeenlengte          | 18,5 - 30,5 cm        | 18,5 - 37 cm          |
| Hoekinstelling heup      | 90° tot 140°          | 90° tot 140°          |
| Hoekinstelling knie      | 90° tot 180°          | 90° tot 180°          |
| Hoekinstelling voetsteun | 78° tot 100°          | 78° tot 100°          |
| Draaibare zitting        | 180°                  | 180°                  |
| Armsteun ( B x H)        | 23 x 12 cm            | 29 x 11 cm            |
| Voetsteun ( B x D)       | 28 x 18 cm            | 32 x 21 cm            |
| Gewicht                  | 8.8 kg                | 11 kg                 |
| Max belasting            | 35 kg                 | 40 kg                 |

| Technische gegevens              | Onderstel, grootte 1 | Onderstel, grootte 2 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kantelverstelling (rijpositie)   | -10° tot +35°        | -10° tot +35°        |
| Kantelverstelling (face to face) | 0° tot +35°          | 0° tot +35°          |
| Hoogte duwbeugel                 | 71.5 - 117 cm        | 71.5 - 117 cm        |
| Zwenkwielen voorzijde            | 18 cm                | 18 cm                |
| Wiel achterzijde                 | 25 cm                | 25 cm                |
| Maximale belasting               | 50 kg                | 55 kg                |
| Maximale belasting (mandje)      | 5 kg                 | 5 kg                 |
| Gewicht                          | 9.8 kg               | 10.9 kg              |

| Technische gegevens         | Buggy, grootte 1     | Buggy , grootte 2 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Totale afmeting (L x B x H) | 99,5 x 59,5 x 114 cm | 107 x 69 x 120 cm |
| Vouwmaat (L x B x H)        | 85 x 59,5 x 60 cm    | 81 x 69 x 69 cm   |