

ThevoTwist

Technische gegevens	ziteenheid, grootte 1	ziteenheid, grootte 2
Zitdiepte	17 - 30 cm	24 - 38 cm
Zitbreedte	19 - 28 cm	25 - 34 cm
Rughoogte	47 - 68 cm	64 - 78 cm
Onderbeenlengte	17 - 30 cm	25 - 36 cm
Hoekinstelling heup	90° tot 133°	90° tot 145°
Hoekinstelling knie	90° tot 180°	90° tot 180°
Hoekinstelling voetsteun	78° tot 100°	78° tot 100°
Voetsteun (B x D)	28,5 x 18 cm	33 x 21 cm
Totale afmeting (L x B x H)	38 x 78 x 64 cm	45 x 101 x 76 cm
Vouwmaat (l x b x h)	38 x 33 x 73 cm	45 x 35 x 91 cm
Gewicht	8,4 kg	9.9 kg
Max belasting	35 kg	40 kg

Technische gegevens	A onderstel, grootte 1	A onderstel, grootte 2
Kantelverstelling	-10° tot +35°	-10° tot +35°
Zithoogte	48 cm	54 cm
Hoogte duwbeugel	92 - 114 cm	92 - 120 cm
Zwenkwielen voorzijde	7.5"	7.5"
Wiel achterzijde	10"	10"
Totale afmeting (L x B x H)	75 x 60 x 77 cm	81 x 73 x 79 cm
Vouwmaat (l x b x h)	83 x 64 x 41 cm	78 x 73 x 44 cm
Maximale belasting	45 kg	50 kg

Technische gegevens	Q onderstel, grootte 1 en 2	Z onderstel, grootte 1 en 2
Kantelverstelling	-7° tot +31°	-15° tot +35°
Zithoogte	29 - 69 cm	39 - 58½ cm
Hoogte duwbeugel	-	-
Zwenkwielen	3,9"	3"
Totale afmeting (L x B x H)	76 x 54 x 25 - 62 cm	65 x 54 x 33 - 51 cm
Maximale belasting	50 kg	7.2 kg
Gewicht	13.5 kg	40 kg