

AVANTGARDE TEEN 2

Vouwbare kinderrolstoel

BASISGEGEVENS

- Aluminium frame met kruisframe
- Abductieframe (60 mm)
- Aluminium doorlopende of gedeelde beensteunen
- Rug aanpasbaar en in hoogte instelbaar
- Aluminium zijdelen
- Meegroeïend achterframe (ZD 26-32-38 cm, ZD 24-30-36 cm)
- Aandrijfwielen met Quick release
- Kniehevelrem
- Max gebruikersgewicht 90 kg
- Crashtested tot 75 kg volgens DIN ISO 7176-19

ottobock.



Basisprijs € 3.018,00

Artikelnummer 480F45=30000_K

KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Tel. nr _____

E-mail _____

Adviseur/ besteller _____

Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



Rolstoel metingen*

1 Zithoogte vooraan (ZHV)

= grond tot op de zitbekleding

2 Onderbeenlengte (OL)

= van boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat (zonder zitkussen)

3 Zithoogte achteraan (ZHA)

= grond tot op de zitbekleding

4 Rughoogte (RH)


= bovenkant zitbuis (kruisframe) tot bovenkant rugbekleding

5 Zitdiepte (ZD)

= voorzijde zitbekleding tot rugbuis

6 Zitbreedte (ZB)

= buitenzijde framebuis tot buitenzijde framebuis



Zitbreedte in cm (verplichte keuze)

22* 24* 26 28 30 32 34 36

* abductieframe vereist

Zitdiepte in cm (verplichte keuze)

24 26 28 30 32 34 36 38 40

Zithoogte voor in cm (verplichte keuze)

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

(zie tabel pagina 3)

Zithoogte achter in cm (verplichte keuze)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

(zie tabel pagina 3)

Rughoogte in cm

17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40

Voorframe

<input type="checkbox"/>	MA01	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	MA06	Abductie 6 cm	std.

Informatie

Zithoogte tabel

Zithoogte voorzijde


Zwenkwielvork, kort	Instelbereik in cm
Zwenkwieldiameter 4"	42 – 45
Zwenkwieldiameter 5"	43 – 46
Zwenkwieldiameter 5.5"	44 – 47
Zwenkwieldiameter 6" lucht	45 – 48

Zwenkwielvork, lang	Instelbereik in cm
Zwenkwieldiameter 4"	46 – 48
Zwenkwieldiameter 5"	46 – 49
Zwenkwieldiameter 5.5"	47 – 50
Zwenkwieldiameter 6" lucht	47 – 51

Bij montage adapter voor grotere zithoogte waarde verhogen met 35 mm.

Bij montage adapter voor kleinere zithoogte waarde met 35 mm verlagen.


Zonder zitkussen bij 0° zithoek



Zithoogte tabel

Zithoogte achterzijde

Wieldiameter	Instelbereik in cm
20"	35 – 41 en 43 – 46
22"	38 – 43 en 46 – 48
24"	41 – 46 en 49 – 51



Frame accessoires			
<input type="checkbox"/>	MA50	Transportwielen*	€ 311,00
<input type="checkbox"/>	MA51	Trapbuis rechts	€ 60,00
<input type="checkbox"/>	MA52	Trapbuis links	€ 60,00
<input type="checkbox"/>	MA55	Anti-kiepwiel rechts	€ 162,00
<input type="checkbox"/>	MA56	Anti-kiepwiel links	€ 162,00
<input type="checkbox"/>	MA57	Stokhouder rechts	€ 102,00
<input type="checkbox"/>	MA58	Stokhouder links	€ 102,00
<input type="checkbox"/>	MA60	Frame polstering, zwart	€ 85,00

* Transitwielen zijn niet mogelijk in combinatie met anti-kiep.

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



Zwenkwielen			
<input type="checkbox"/>	MF30	4" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF35	4" froglegs soft roll	€ 186,00
<input type="checkbox"/>	MF31	5" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF36	5" froglegs soft roll	€ 186,00
<input type="checkbox"/>	MF04	5,5" zacht rubber	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF32	6" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF37	6" soft, Frog Legs, aluminium	€ 186,00

Zwenkwielvork			
<input type="checkbox"/>	MF80	Lang	std.
<input type="checkbox"/>	MF81	Kort	€ 47,00

Zwenkwielvorkadapter			
<input type="checkbox"/>	MF96	Adapter t.b.v. kleine zithoogte voorzijde (ca. -3.5cm)	€ 127,00
<input type="checkbox"/>	MF97	Adapter t.b.v. grote zithoogte voorzijde (ca. +3.5cm)	€ 127,00

Grootte aandrijf wiel			
<input type="checkbox"/>	MG04	20"	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG01	22"	std.
<input type="checkbox"/>	MG02	24" (vanaf ZD 28 cm)	std.

Aandrijf wiel positie (zie pagina 3)						
<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B ²	<input type="checkbox"/>	C ²	

² niet mogelijk bij ZD 24-30 cm

Camber										
<input type="checkbox"/>	0°	<input type="checkbox"/>	2°	<input type="checkbox"/>	4°	<input type="checkbox"/>	6° ¹²	<input type="checkbox"/>	8° ¹	

¹ zithoek 0° aanbevolen ² niet mogelijk bij ZD 24-30 cm

Velgen aandrijfwielen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG05	Standaard (20")	std.
<input type="checkbox"/>	MG06	Hollow rim (22"/24")	€ 4,00
<input type="checkbox"/>	MG11	Spinergy LX (24")	€ 1.350,00
<input type="checkbox"/>	MG15	Infinity Ultra light (22"/24")	€ 277,00
<input type="checkbox"/>	MG83	Eénhandsaandrijving met dubbele hoepel (24") vanaf ZB 30 cm <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	€ 1.630,00

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



Banden (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG30	Luchtbanden 1 3/8" (20"/22"/24")	std.
<input type="checkbox"/>	MG31	Schwalbe RightRun 1" (20"/22"/24")	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG35	PU banden 1 3/8" (20"/22"/ 24")	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (22"/24")	€ 195,00
<input type="checkbox"/>	MG371	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1.1" (24")	€ 210,00

Hoepels (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG50	Aluminium, zwart, hoog (20"/22"/24")	std.
<input type="checkbox"/>	MG52	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog (20"/22"/24")	€ 16,00
<input type="checkbox"/>	MG53	Aluminium, zilver geanodiseerd, laag (22"/24")	€ 30,00
<input type="checkbox"/>	MG54	Rubber coating, hoog (20"/22"/24")	€ 280,00
<input type="checkbox"/>	MG56	Roestvrijstaal gepolijst, hoog (20"/22"/24")	€ 82,00
<input type="checkbox"/>	MG57	Roestvrijstaal gepolijst, laag (22"/24")	€ 82,00

Montage hoepel			
<input type="checkbox"/>	MG70	Smal (15 mm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG71	Wijd (25 mm)	std.

Accessoires aandrijfwielen			
<input type="checkbox"/>	MG86	Wielbasisverlenging (kan zithoogte beïnvloeden)	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	MG87	Hogedruk pomp, 14 bar	€ 145,00
<input type="checkbox"/>	MG88	Airman pomp (accu aandrijving)	€ 277,00

Remmen			
<input type="checkbox"/>	MH01	Kniehevelrem standaard	g.m.
<input type="checkbox"/>	MH02	Kniehevelrem standaard, kort	€ 43,00
<input type="checkbox"/>	MH07	Kniehevelrem met aanpasbare bedieningshendel	std.

Remaccessoires (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MH10	Remhendelverlenging, opsteekbaar	€ 57,00

Rugsysteem			
<input type="checkbox"/>	MD01	Rugbuizen recht <input type="checkbox"/> 17.5-27.5 <input type="checkbox"/> 25-35 <input type="checkbox"/> 30-40	std.
<input type="checkbox"/>	MD10	Rughoekverstelbaar* <input type="checkbox"/> 30-40 <input type="checkbox"/> 30-35 <input type="checkbox"/> 35-40	€ 382,00

* Verstelbaar -9° tot +9° (in stappen van 6°)

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



Rugbespanning			
<input type="checkbox"/>	MD04	Standaard (vanaf RH 30 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD05	Aanpasbaar	std.
<input type="checkbox"/>	MD06	Geen	g.m.

Rugbespanning met vak met ritssluiting			
<input type="checkbox"/>	MD70	Ja	€ 104,00
<input type="checkbox"/>	MD71	Nee	g.m.

Rugbespanning met ademende 3D-structuur, zwart			
<input type="checkbox"/>	MD72	Ja	€ 112,00
<input type="checkbox"/>	MD73	Nee	g.m.

Duwhandvatten (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MD50	Kort	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD51	Lang	std.
<input type="checkbox"/>	MD52	Uitschuifbaar, lang (alleen mogelijk met vaste rug)	€ 276,00
<input type="checkbox"/>	MD53	Uitschuifbaar, kort (alleen mogelijk met vaste rug)	€ 276,00
<input type="checkbox"/>	MD54	In hoogte verstelbaar/ afneembaar, geknikt (vanaf RH 25 cm) <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 24 cm	€ 323,00
<input type="checkbox"/>	MD55	In hoogte verstelbaar/ afneembaar, recht (vanaf RH 25 cm) <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 24 cm	€ 303,00

Zijdelen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	ME01	Standaard, verstelbaar, aluminium	std.
<input type="checkbox"/>	ME02	Kledingbeschermer verstelbaar, kunststof	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	ME05	Zijdeel met armlegger, kort, in hoogte verstelbaar, aluminium	€ 441,00
<input type="checkbox"/>	ME07	Zijdeel met armlegger, a-symmetrisch (vanaf ZD 34 cm, vanaf RH 22.5 cm) (alleen mogelijk in combinatie met recht frame)	€ 450,00

Zijdeelaccessoires			
<input type="checkbox"/>	ME50	Armlegger gepolsterd, in hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar, afneembaar (vanaf RH 30 cm)	€ 364,00
<input type="checkbox"/>	ME60	Werkblad	€ 298,00

Zitbespanning			
<input type="checkbox"/>	MC13	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	MC06	Zonder	g.m.

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



Zitkussens			
<input type="checkbox"/>	MC01	Zitkussen, standaard (dikte 5 cm)	€ 124,00
<input type="checkbox"/>	MC02	Cubic Foam zitkussen (dikte 5 cm)	€ 188,00
<input type="checkbox"/>	MC05	Evolight zitkussen (dikte 6 cm)	€ 306,00

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)	
<input type="checkbox"/>	Onderbeenlengte (OL) in cm (instelbereik 16 - 47 cm)

Lengte voetbeugel			
<input type="checkbox"/>	MB40	Kort (25 - 32 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB41	Medium (32 - 47 cm)	std.
<input type="checkbox"/>	MB42	Lang (> 47 cm)	g.m.

Beensteunen			
<input type="checkbox"/>	MB01	Doorlopende voetplaat, in hoek verstelbaar, voetplaat 12,5 cm diep (vanaf OL 25 cm)	€ 74,00
<input type="checkbox"/>	MB03	Doorlopende voetplaat, in hoek verstelbaar, voetplaat 16 cm diep (vanaf OL 25 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB10	Gedeelde beensteunen, in hoek verstelbaar, voetplaat 16 cm diep (vanaf OL 25 cm)	std.
<input type="checkbox"/>	MB19	Gedeelde beensteunen voor korte OL (16-25 cm)	€ 211,00
<input type="checkbox"/>	MB20	Doorlopende voetplaat voor korte OL (16-25 cm)	€ 211,00

Voetsteunaccessoires			
<input type="checkbox"/>	MB70	Vergrendeling voor doorlopende voetplaat (alleen in combinatie met MB01 en MB03)	€ 94,00
<input type="checkbox"/>	MB72	Hielband voor gedeelde beensteunen (vanaf OL 36 cm)	€ 67,00
<input type="checkbox"/>	MB73	Instelbare zijsteunen	€ 92,00

Overige accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ50	Zitgordel met kunststofsluiting	€ 58,00
<input type="checkbox"/>	MZ51	Zitgordel met metalen sluiting	€ 117,00
<input type="checkbox"/>	MZ52	Gereedschapsetje	€ 79,00

Hoofdsteunen			
<input type="checkbox"/>	MZ61	Montageset voor hoofsteun, horizontaal	€ 203,00
<input type="checkbox"/>	MZ62	Montageset voor hoofsteun, horizontaal en verticaal	€ 350,00
<input type="checkbox"/>	MZ63	Hoofdsteen inclusief montageset horizontaal en verticaal	€ 403,00

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



Spaakschermen			
<input type="checkbox"/>	MG90	Transparant	€ 221,00
<input type="checkbox"/>	MG100	Graphic	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	MG101	Miracle	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	MG102	Network	€ 397,00
<input type="checkbox"/>	MG103	Robots	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	MG104	Spectrum	€ 270,00

Framekleuren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	001	Briljant zilver	g.m.
<input type="checkbox"/>	002	Antraciet metallic	g.m.
<input type="checkbox"/>	003	Diepzwart RAL 9005	g.m.
<input type="checkbox"/>	004	Ijsblauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	005	Sparkle fel oranje	g.m.
<input type="checkbox"/>	009	Vinho sparkle	g.m.
<input type="checkbox"/>	010	Marine blauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	012	Hemelsblauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	013	Diepzwart RAL 9005 mat	g.m.
<input type="checkbox"/>	014	Zuurstokrood	g.m.
<input type="checkbox"/>	016	Zilver metallic	g.m.
<input type="checkbox"/>	021	Sparkle granny-smith	g.m.
<input type="checkbox"/>	037	Roze	g.m.
<input type="checkbox"/>	032	Pure metaalblauw	€ 483,00
<input type="checkbox"/>	033	Pure metaalgroen	€ 483,00
<input type="checkbox"/>	034	Pure metaalbrons	€ 483,00
<input type="checkbox"/>	035	Pure metaalrood	€ 483,00

Bespanningskleur			
<input type="checkbox"/>	901	Zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	902	Blauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	903	Rood	g.m.

Speciale accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ93	Rugzak	€ 79,00
<input type="checkbox"/>	MZ92	Wheellblades	€ 514,00

BESTELFORMULIER 2023

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2024 | V2023.1



RevaMed Alles Inclusief Service			
<input type="checkbox"/>	AIS-Handbewogen Rolstoel	RevaMed Alles Inclusief Service voor manuele rolstoelen <ul style="list-style-type: none">- Nauwkeurige passing- Levering bij eindgebruiker met rij- en gebruiksinstructies- Volledig instellen naar wensen eindgebruiker- Administratieve afhandeling	€ 213,00