

## BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



# AVANTGARDE TEEN 2VR

Vouwbare kinderrolstoel

### BASISGEGEVENS

- Aluminium frame met kruisframe
- Abductieframe (60 mm)
- Aluminium beensteunen met gedeelde voetplaat
- Rug aanpasbaar en in hoogte instelbaar 30-40 cm
- Aluminium zijdelen
- Meegroeïend achterframe (ZD 30-34 cm, ZD 36-40 cm)
- Aandrijfwielen, 22", luchtbanden, Quick release
- Kniehevelrem met aanpasbare bedienhendel
- Lange duwhandvatten
- Max gebruikersgewicht 90 kg
- Crashtested tot 75 kg volgens DIN ISO 7176-19

**ottobock.**



**Basisprijs € 3.640,00**

**Artikelnummer 480F45=40000\_K**

### KLANTGEGEVENS

Uw referentie

---

Klantnaam

---

Adres

---

Postcode/woonplaats

---

Tel. nr

---

E-mail

---

Adviseur/ besteller

---

Tel. nr adviseur/besteller

---

### AFLEVERADRES

*Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.*

Adres

---

Postcode/woonplaats

---

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



## Rolstoel metingen\*

### 1 Zithoogte vooraan (ZHV)

= grond tot op de zitbekleding

### 2 Onderbeenlengte (OL)

= van boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat (zonder zitkussen)

### 3 Zithoogte achteraan (ZHA)

= grond tot op de zitbekleding

### 4 Rughoogte (RH)


= bovenkant zitbuis (kruisframe) tot bovenkant rugbekleding

### 5 Zitdiepte (ZD)

= voorzijde zitbekleding tot rugbuis

### 6 Zitbreedte (ZB)

= buitenzijde framebuis tot buitenzijde framebuis



### Zitbreedte in cm (verplichte keuze)

26  28  30  32  34  36

### Zitdiepte in cm (verplichte keuze)

30  32  34  36  38  40

### Zithoogte voor in cm (verplichte keuze)

42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

(zie tabel pagina 3)

### Zithoogte achter in cm (verplichte keuze)

35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

45  46  47  48

(zie tabel pagina 3)

### Rughoogte in cm

17.5  20  22.5  25  27.5  30  32.5  35  37.5  40

### Frame

<input type="checkbox"/>	MA01	Standaard	g.m.
<input type="checkbox"/>	MA06	Abductie 6 cm	std.

## Informatie

Zithoogte tabel


### Zithoogte voorzijde

Zwenkwielvork, kort	Instelbereik in cm
Zwenkwieldiameter 4"	42 – 45
Zwenkwieldiameter 5"	43 – 46
Zwenkwieldiameter 5.5"	44 – 47
Zwenkwieldiameter 6" lucht	45 – 48

Bij montage adapter voor grotere zithoogte waarden met 35mm verhogen.

Bij montage adapter voor kleinere zithoogte waarden met 35mm verlagen.

Zonder zitkussen bij 0° zithoek.




Zwenkwielvork, lang	Instelbereik in cm
Zwenkwieldiameter 4"	46 – 48
Zwenkwieldiameter 5"	46 – 49
Zwenkwieldiameter 5.5"	47 – 50
Zwenkwieldiameter 6" lucht	47 – 51

Zithoogte tabel

### Zithoogte achter

Wieldiameter	Instelbereik in cm
20"	35 – 41 en 43 – 46
22"	38 – 43 en 46 – 48



### Frame accessoires

<input type="checkbox"/>	MA50	Transportwielen*	€ 327,00
<input type="checkbox"/>	MA51	Trapbuis rechts	€ 63,00
<input type="checkbox"/>	MA52	Trapbuis links	€ 63,00
<input type="checkbox"/>	MA55	Anti-kiepwiel rechts	€ 171,00
<input type="checkbox"/>	MA56	Anti-kiepwiel links	€ 171,00
<input type="checkbox"/>	MA57	Stokhouder rechts	€ 108,00
<input type="checkbox"/>	MA58	Stokhouder links	€ 108,00

\* Transitwielen zijn niet mogelijk in combinatie met anti-kiepwiel.

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Zwenkwielen			
<input type="checkbox"/>	MF30	4" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF35	4" soft, Frog Legs, aluminium	€ 196,00
<input type="checkbox"/>	MF31	5" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF36	5" zacht, aluminium	€ 196,00
<input type="checkbox"/>	MF04	5,5" zacht rubber	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF32	6" massief rubber, zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF37	6" zacht, aluminium	€ 196,00

Zwenkwielvork			
<input type="checkbox"/>	MF80	Lang	std.
<input type="checkbox"/>	MF81	Kort	€ 51,00

Zwenkwielvorkadapter			
<input type="checkbox"/>	MF96	Adapter t.b.v. kleine zithoogte voorzijde (ca. -3.5cm)	€ 134,00
<input type="checkbox"/>	MF97	Adapter t.b.v. grote zithoogte voorzijde (ca. +3.5cm)	€ 134,00

Grote aandrijf wiel			
<input type="checkbox"/>	MG04	20"	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG01	22" (vanaf ZD 36 cm)	std.

Aandrijf wiel positie (zie pagina 3)						
<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	

Camber										
<input type="checkbox"/>	0°	<input type="checkbox"/>	2°	<input type="checkbox"/>	4°	<input type="checkbox"/>	6°	<input type="checkbox"/>	8°	

Velgen aandrijfwielen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG05	Standaard (20")	std.
<input type="checkbox"/>	MG06	Holkamervelg (22")	€ 5,00
<input type="checkbox"/>	MG15	Infinity Ultra light (22")	€ 291,00

Banden (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG31	Schwalbe RightRun 1" (20"/22")	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG35	PU 1 3/8" (20"/22")	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (22")	€ 205,00

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Hoepels (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG50	Aluminium, zwart gecoat, hoog (20"/22")	std.
<input type="checkbox"/>	MG52	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog (20"/22")	€ 17,00
<input type="checkbox"/>	MG53	Aluminium, zilver geanodiseerd, laag (22")	€ 32,00
<input type="checkbox"/>	MG54	Rubber coating, hoog (20"/22")	€ 294,00
<input type="checkbox"/>	MG56	Roestvrijstaal gepolijst, hoog (20"/22")	€ 87,00
<input type="checkbox"/>	MG57	Roestvrijstaal gepolijst, laag (22")	€ 87,00

Montage hoepel			
<input type="checkbox"/>	MG70	Smal	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG71	Wijd	std.

Accessoires aandrijfwielen			
<input type="checkbox"/>	MG86	Wielbasisverlenging (kan zithoogte beïnvloeden)	€ 210,00
<input type="checkbox"/>	MG87	Hogedruk pomp, 14 bar	€ 153,00
<input type="checkbox"/>	MG88	Airman pomp (accu aandrijving)	€ 291,00

Rugstelsysteem			
<input type="checkbox"/>	MD01	Rechte rug <input type="checkbox"/> 17.5-27.5 <input type="checkbox"/> 25-35 <input type="checkbox"/> 30-40	std.
<input type="checkbox"/>	MD10	Rughoekverstelbaar* <input type="checkbox"/> 30-40 <input type="checkbox"/> 30-35 <input type="checkbox"/> 35-40	€ 402,00

\* Verstelbaar -9° tot +9° (in stappen van 6°)

Rugbespanning			
<input type="checkbox"/>	MD04	Standaard (vanaf RH 30 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD05	Aanpasbaar	std.
<input type="checkbox"/>	MD06	Geen	g.m.

Rugbespanning met vak met ritssluiting			
<input type="checkbox"/>	MD70	Ja	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	MD71	Nee	g.m.

Rugbespanning met ademende 3D-structuur, zwart			
<input type="checkbox"/>	MD72	Ja	€ 118,00
<input type="checkbox"/>	MD73	Nee	g.m.

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Duwhandvatten (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MD50	Kort	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD51	Lang	std.
<input type="checkbox"/>	MD52	Uitschuifbaar, lang (alleen mogelijk met vaste rug)	€ 290,00
<input type="checkbox"/>	MD53	Uitschuifbaar, kort (alleen mogelijk met vaste rug)	€ 290,00
<input type="checkbox"/>	MD54	In hoogte verstelbaar/ afneembaar, geknikt (vanaf RH 25 cm) <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 24 cm	€ 340,00
<input type="checkbox"/>	MD55	In hoogte verstelbaar/ afneembaar, recht (vanaf RH 25 cm) <input type="checkbox"/> 14 cm <input type="checkbox"/> 24 cm	€ 197,00

Zijdelen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	ME01	Verstelbaar, aluminium	std.
<input type="checkbox"/>	ME02	Kledingbeschermer verstelbaar, kunststof	€ 84,00
<input type="checkbox"/>	ME05	Zijdeel met armlegger, in hoogte verstelbaar, aluminium	€ 464,00

Zijdeelaccessoires			
<input type="checkbox"/>	ME50	Armlegger gepolsterd, in hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar, afneembaar (vanaf RH 30 cm)	€ 383,00
<input type="checkbox"/>	ME60	Werkblad	€ 313,00

Zitbespanning			
<input type="checkbox"/>	MC13	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	MC06	Zonder	g.m.

Zitkussens			
<input type="checkbox"/>	MC01	Zitkussen, standaard (dikte 5 cm)	€ 131,00
<input type="checkbox"/>	MC06	Zonder	g.m.

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)			
<input type="checkbox"/>	Onderbeenlengte (OL) in cm ..... (instelbereik 16 - 47 cm)		

Lengte voetbeugel			
<input type="checkbox"/>	MB40	Kort (25 - 32 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB41	Medium (32 - 47 cm)	std.
<input type="checkbox"/>	MB42	Lang (> 47 cm)	g.m.

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Beensteunen			
<input type="checkbox"/>	MB01	Doorlopende voetplaat, in hoek verstelbaar, voetplaat 12,5 cm diep (vanaf OL 25 cm)	€ 74,00
<input type="checkbox"/>	MB03	Doorlopende voetplaat, in hoek verstelbaar, voetplaat 16 cm diep (vanaf OL 25 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB10	Gedeelde beensteunen, in hoek verstelbaar, voetplaat 16 cm diep (vanaf OL 25 cm)	std.
<input type="checkbox"/>	MB19	Gedeelde beensteunen voor korte OL (16-25 cm)	€ 222,00
<input type="checkbox"/>	MB20	Doorlopende voetplaat voor korte OL (16-25 cm)	€ 222,00

Voetsteunaccessoires			
<input type="checkbox"/>	MB70	Vergrendeling voor doorlopende voetenplaat (alleen in combinatie met MB01 en MB03)	€ 99,00
<input type="checkbox"/>	MB72	Hielband voor gedeelde beensteunen (vanaf OL 36 cm)	€ 71,00
<input type="checkbox"/>	MB73	Instelbare zijsteunen	€ 97,00

Overige accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ50	Zitgordel met kunststofsluiting	€ 61,00
<input type="checkbox"/>	MZ51	Zitgordel met metalen sluiting	€ 123,00
<input type="checkbox"/>	MZ52	Gereedschapset	€ 83,00

Hoofdsteunen			
<input type="checkbox"/>	MZ61	Montageset voor hoofdsteen, horizontaal	€ 214,00
<input type="checkbox"/>	MZ62	Montageset voor hoofdsteen, horizontaal en verticaal	€ 368,00
<input type="checkbox"/>	MZ63	Hoofdsteen inclusief montageset horizontaal en verticaal	€ 424,00

Spaakschermen			
<input type="checkbox"/>	MG90	Transparant	€ 233,00
<input type="checkbox"/>	MG100	Graphics	€ 284,00
<input type="checkbox"/>	MG101	Miracle	€ 284,00
<input type="checkbox"/>	MG102	Network	€ 417,00
<input type="checkbox"/>	MG103	Robots	€ 284,00
<input type="checkbox"/>	MG104	Spectrum	€ 284,00

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Framekleuren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	001	Briljant zilver	g.m.
<input type="checkbox"/>	002	Antraciet metallic	g.m.
<input type="checkbox"/>	003	Diepzwart RAL 9005	g.m.
<input type="checkbox"/>	004	Ijsblauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	005	Sparkle fel oranje	g.m.
<input type="checkbox"/>	009	Vinho sparkle	g.m.
<input type="checkbox"/>	010	Marine blauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	012	Hemelsblauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	013	Diepzwart RAL 9005 mat	g.m.
<input type="checkbox"/>	014	Zuurstokrood	g.m.
<input type="checkbox"/>	021	Sparkle granny-smith	g.m.
<input type="checkbox"/>	037	Roze	g.m.
<input type="checkbox"/>	032	Pure metal blue	€ 508,00
<input type="checkbox"/>	033	Pure metal green	€ 508,00
<input type="checkbox"/>	034	Pure metal bronze	€ 508,00
<input type="checkbox"/>	035	Pure metal red	€ 508,00

Zitbepanningskleur			
<input type="checkbox"/>	901	Zwart	g.m.
<input type="checkbox"/>	902	Blauw	g.m.
<input type="checkbox"/>	903	Rood	g.m.

Speciale accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ93	Rugzak	€ 79,00
<input type="checkbox"/>	MZ92	Wheelblades	

RevaMed Alles Inclusief Service			
<input type="checkbox"/>	AIS-Handbewogen Rolstoel	<b>RevaMed Alles Inclusief Service voor handbewogen rolstoelen</b> - Nauwkeurige passing - Levering bij eindgebruiker met rij- en gebruiksinstructies - Volledig instellen naar wensen eindgebruiker - Administratieve afhandeling	€ 224,00