

## BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



# START M6 JUNIOR

Lichtgewicht vouwbare kinderrolstoel

### BASISGEGEVENS

- Aluminium frame
- Trapbuis in frame geïntegreerd
- Gedeelde beensteunen, hoekverstelbaar, kunststof voetplaat
- Wegzwenkbare beensteunen
- Zijdeel met in hoogte aanpasbare armlegger
- Zit- en rugbespanning zwart nylon
- Modulair design
- Quick release achterwielen
- Kniehevelrem
- Max gebruikersgewicht 90 kg
- Crashtested tot 75 kg volgens DIN ISO 7176-19

**ottobock.**



**Basisprijs € 1.448,00**

**Artikelnummer 480F53=60000\_K**

### KLANTGEGEVENS

Uw referentie

Klantnaam

Adres

Postcode/woonplaats

Tel. nr

E-mail

Adviseur/ besteller

Tel. nr adviseur/besteller

### AFLEVERADRES

*Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.*

Adres

Postcode/woonplaats

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



## Rolstoel metingen\*

### 1 Zithoogte vooraan (ZHV)

= grond tot op de zitbekleding

### 2 Onderbeenlengte (OL)

= van boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat (zonder zitkussen)

### 3 Zithoogte achteraan (ZHA)

= grond tot op de zitbekleding

### 4 Rughoogte (RH)


= bovenkant zitbuis (kruisframe) tot bovenkant rugbekleding

### 5 Zitdiepte (ZD)

= voorzijde zitbekleding tot rugbuis

### 6 Zitbreedte (ZB)

= buitenzijde framebuis tot buitenzijde framebuis



Zitbreedte in cm (verplichte keuze)	
<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30.5
<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35.5
<input type="checkbox"/> 38	

Zitdiepte in cm (verplichte keuze)	
<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 34
<input type="checkbox"/> 37	

Zithoogte voor in cm (verplichte keuze)	
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49

(zie tabel pagina 3)

Zithoogte achter in cm (verplichte keuze)	
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 49	

(zie tabel pagina 3)

Frame accessoires			
<input type="checkbox"/>	MA55	Anti-kiepwiel rechts	€ 82,00
<input type="checkbox"/>	MA56	Anti-kiepwiel links	€ 82,00
<input type="checkbox"/>	MA57	Stokhouder rechts	€ 42,00
<input type="checkbox"/>	MA58	Stokhouder links	€ 42,00
<input type="checkbox"/>	MA61	Anti-kiepwiel rechts (pendel)	€ 122,00
<input type="checkbox"/>	MA62	Anti-kiepwiel links (pendel)	€ 122,00

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1




## Informatie

Zithoogte tabel

Zithoogte voorzijde in cm


Zwenkwielvork, kort	Instelbereik
Zwenkwieldiameter 5"	40 – 44
Zwenkwieldiameter 6"	43 – 45
Zwenkwielvork, lang	
Zwenkwieldiameter 5"	44 – 47
Zwenkwieldiameter 6"	45 – 49



Zithoogte tabel

Zithoogte achterzijde in cm

Aandrijfwielfgrootte	Instelbereik
20"	37 – 43
22"	38 – 45
24"	41 – 49



Zonder zitkussen bij 0° zithoek.

Het verschil tussen de zithoogte voorzijde en zithoogte achterzijde is maximaal 3.5 cm.

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Zwenkwielen			
<input type="checkbox"/>	MF03	5" massief rubber	std.
<input type="checkbox"/>	MF05	6" lucht	g.m.
<input type="checkbox"/>	MF06	6" massief rubber	g.m.

Zwenkwielvork			
<input type="checkbox"/>	MF80	Lang	std.
<input type="checkbox"/>	MF81	Kort	g.m.

Grootte aandrijf wiel			
<input type="checkbox"/>	MG04	20"	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG01	22"	std.
<input type="checkbox"/>	MG02	24"	g.m.

Wielstand				
<input type="checkbox"/>	kort/actief		<input type="checkbox"/>	lang/ passief

Aandrijfwielveelgen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG05	Standaard	std.

Banden (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG30	Luchtbanden 1 3/8"	g.m.
<input type="checkbox"/>	MG35	Massieve banden 1 3/8"	g.m.

Hoepels (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MG52	Aluminium zilver geëloxeerd, hoog	std.
<input type="checkbox"/>	MG56	Edelstaal gepolijst, hoog	€ 119,00

Accessoires aandrijfwielen			
<input type="checkbox"/>	MG87	Hogedrukpomp, 14 bar	€ 167,00
<input type="checkbox"/>	MG88	Airman pomp	€ 258,00

Remmen			
<input type="checkbox"/>	MH01	Kniehevelrem standaard	std.
<input type="checkbox"/>	MH06	Kniehevelrem voor gebruiker en begeleider	€ 359,00

Accessoires rem			
<input type="checkbox"/>	MH10	Remhendelverlenging opsteekbaar	€ 68,00

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Rugbekleding			
<input type="checkbox"/>	MD09	Rugbuizen met lumbaalknik	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD01	Rugbuizen recht	std.
<input type="checkbox"/>	MD10	Rughoekverstelling 30° (alleen mogelijk i.c.m. RH 37.5 cm)	€ 372,00
<input type="checkbox"/>	MD11	Rug inklapbaar (alleen mogelijk i.c.m. RH 37.5 cm)	€ 191,00

Rughoogte	
<input type="checkbox"/>	30 <input type="checkbox"/> 32.5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37.5

Rugbespanning			
<input type="checkbox"/>	MD04	Standaard	std.
<input type="checkbox"/>	MD05	Aanpasbaar	€ 283,00
<input type="checkbox"/>	MD06	Geen	g.m.

Duwhandvatten (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	MD51	Standaard	g.m.
<input type="checkbox"/>	MD52	Uitschuifbaar (alleen mogelijk i.c.m. rughoekverstelling 30°)	€ 300,00
<input type="checkbox"/>	MD54	In hoogte verstelbaar, geknikt	€ 359,00

Rugaccessoires			
<input type="checkbox"/>	MD23	Zijdelings thoraxpelot incl. STS-montageset, rechts	€ 141,00
<input type="checkbox"/>	MD24	Zijdelings thoraxpelot incl. STS-montageset, links	€ 141,00
<input type="checkbox"/>	MD58	Rugstabilisatiestang voor duwhandvatten	€ 591,00

Zijdelen (2 st.)			
<input type="checkbox"/>	ME01	Zijdeel standaard, armlegger kort	g.m.
<input type="checkbox"/>	ME01L	Zijdeel standaard, armlegger lang	std.
<input type="checkbox"/>	ME05	Zijdeel met armlegger (300 mm), in hoogte verstelbaar	€ 265,00

Zijdeelaccessoires			
<input type="checkbox"/>	ME60	Werkblad	€ 281,00

Zitkussens			
<i>Voor ons assortiment rolstoelkussens verwijzen we naar de bestellijst "Ottobock rolstoelkussens"</i>			
<input type="checkbox"/>	MC01	Zitkussen, standaard (dikte 5 cm)	€ 202,00
<input type="checkbox"/>	MC06	Zonder	g.m.

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussens)	
<input type="checkbox"/>	Onderbeenlengte (OL) in cm ..... (instelbereik 16 - 45 cm)

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Lengte voetsteunbuizen			
<input type="checkbox"/>	MB40	Kort (27 - 40 cm)	g.m.
<input type="checkbox"/>	MB41	Lang (32 - 45 cm)	g.m.

Please note that the lower leg lengths vary in case of elevating leg supports.

Beensteunen			
<input type="checkbox"/>	MB10	Gedeelde beensteunen, hoekverstelbaar, kunststof voetplaat	std.
<input type="checkbox"/>	MB25	Comfort beensteunen, kunststof, paar	€ 385,00
<input type="checkbox"/>	MB26	Comfort beensteun rechts (standaard beensteun links)	€ 182,00
<input type="checkbox"/>	MB27	Comfort beensteun links (standaard beensteun rechts)	€ 182,00
<input type="checkbox"/>	MB20	Voetplaat voor kleine onderbeenlengte	€ 434,00
<input type="checkbox"/>	MB19	Gedeelde beensteunen voor kleine onderbeenlengte	€ 162,00

Voetsteunaccessoires			
<input type="checkbox"/>	MB72	Hielband voor gedeelde voetplaat	€ 46,00

Overige accessoires			
<input type="checkbox"/>	MZ50	Zitgordel met kunststofsluiting	€ 71,00
<input type="checkbox"/>	MZ52	Gereedschapsset	€ 90,00
<input type="checkbox"/>	MZ53	Hoofdsteun	€ 183,00
<input type="checkbox"/>	MZ54	Montageset	€ 176,00
<input type="checkbox"/>	MZ55	Meerassige montageset, geknikt	€ 154,00
<input type="checkbox"/>	MZ70	Transportfixatieset (max. belasting 75 kg)	€ 591,00

Spaakschermen			
<input type="checkbox"/>	MG90	Transparant	€ 267,00
<input type="checkbox"/>	MG95	Met decor	€ 347,00

Framekleuren (verplichte keuze)			
<input type="checkbox"/>	009	Vinho sparkle	€ 267,00
<input type="checkbox"/>	017	Verkeersgeel RAL 1023	g.m.
<input type="checkbox"/>	018	Signaalrood RAL 3001	g.m.
<input type="checkbox"/>	021	Sparkle granny-smith	€ 267,00

# BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



RevaMed Alles Inclusief Service			
<input type="checkbox"/>	AIS-Handbewogen Rolstoel	<b>RevaMed Alles Inclusief Service voor manuele rolstoelen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nauwkeurige passing</li><li>- Levering bij eindgebruiker met rij- en gebruiksinstructies</li><li>- Volledig instellen naar wensen eindgebruiker</li><li>- Administratieve afhandeling</li></ul>	€ 224,00