

BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



MINI CROSSER X2 4W HD

Comfortabele Heavy Duty vierwielscootmobiel (tot 250 kg)

BASISGEGEVENS

- Maximale snelheid 10 km/u
- Maximale belasting 250 kg
- Actieradius ± 30-70 km (afhankelijk van gekozen accu's)
- Gecombineerde knijp-duwbediening (rechts)
- Elektronische besturing, programmeerbaar
- Elektrische motorrem
- Duidelijke afleesbare LCD-display
- Automatische verlichting (lichtsensor)
- Instelbare High Performance LED verlichting
- Medisch geveerd (instelbaar)
- In hoogte en hoekverstelbare stuurkolom
- Fixatie-ogen t.b.v. taxivervoer (crash tested)
- Inclusief boodschappenmandje, contactslot, 2-toons claxon
- Kleur: *sunset-orange* of *anthracite-black*

 MINICROSSER



KLANTGEGEVENS

Uw referentie _____
Klantnaam _____
Adres _____
Postcode/woonplaats _____
Tel. nr _____
E-mail _____
Adviseur/ besteller _____
Tel. nr adviseur/besteller _____

AFLEVERADRES

Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.

Adres _____
Postcode/woonplaats _____

BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Model			
<input type="checkbox"/>	1500-1075	Mini Crosser X2 4W HD vierwielscootmobiel, <i>sunset-orange</i>	€ 11.739,00
<input type="checkbox"/>	1500-1076	Mini Crosser X2 4W HD vierwielscootmobiel, <i>anthracite-black</i>	€ 11.937,00

Accu en oplader			
<i>Gelieve de accu's als set te bestellen</i>			
<input type="checkbox"/>	NSA LPCG12-60S T6	Accu 12V 60Ah	€ 308,00
<input type="checkbox"/>	MPX85-12	Move Accu 12V/105Ah	€ 461,00
<input type="checkbox"/>	CLN-40-24	Cellpower CLN Lithium accu, 24V-40AH, per stuk	€ 1.363,00
<input type="checkbox"/>	CLN-60-24	Cellpower CLN Litium accu, 24V-60AH, per stuk	€ 1.735,00
<i>Wanneer gekozen wordt voor Lithium accu, dan moet onderstaande verplicht mee worden besteld</i>			
<input type="checkbox"/>	LHF24/12 B70 FP	Oplader 12A (geschikt voor Move Accu 12V/105Ah)	€ 303,00
<input type="checkbox"/>	PI 526-2181	C-Go Charger 24V 8A (geschikt voor Accu 12V 60Ah)	€ 205,00
<input type="checkbox"/>	1505-1020	Mc Kabel voor accu + controller 40AH Lithium	€ 425,00
<input type="checkbox"/>	1505-1532	Mc Kabel voor accu + controller 60AH Lithium	€ 319,00
<input type="checkbox"/>	1505-1530	Mc Laadkabel voor Lithium accu *	€ 57,00
* Laadkabel dient altijd besteld te worden bij de kabel voor Lithium accu			

Bedieningen			
<i>Standaard: Wig/wag bediening rechts of</i>			
<input type="checkbox"/>	wigwaglinks	Wig/wag bediening links	€ -
<input type="checkbox"/>	1506-1040	Voetgas wig/wag X2	€ 395,00
Optioneel: extra wig/wag bediening			
<i>Standaard: Wig/wag bediening rechts en</i>			
<input type="checkbox"/>	1506-1038	Extra wig/wag bediening links	€ 235,00
<input type="checkbox"/>	1506-1040	Voetgas wig/wag X2	€ 395,00
<input type="checkbox"/>	1505-1201	Schakelaar dubbele bediening (verplicht)	€ 95,00
Optioneel: Single ended bediening			
<i>Standaard: Wig/wag bediening vervalt, keuze uit óf:</i>			
<input type="checkbox"/>	VO.58023	Voetgas single ended	€ 847,00
<input type="checkbox"/>	1506-1025	Draaigas rechts	€ 331,00
<input type="checkbox"/>	1506-1027	Draaigas links	€ 331,00
Optioneel: Extra Single ended bediening			
<i>Standaard: Wig/wag bediening vervalt, keuze uit single ended én/of:</i>			
<input type="checkbox"/>	VO.58023	Voetgas single ended	€ 847,00
<input type="checkbox"/>	1506-1025	Draaigas rechts	€ 331,00
<input type="checkbox"/>	1506-1027	Draaigas links	€ 331,00
<input type="checkbox"/>	1505-1201	Schakelaar dubbele bediening (verplicht)	€ 95,00

BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Zitsysteem			
<input type="checkbox"/>	1507-1023	Ergo 2 stoel ZB 60 cm, met armsteunen, zonder hoofdsteun	€ 2.417,00
<input type="checkbox"/>	1507-1024	Ergo 2 stoel ZB 70 cm, met armsteunen, zonder hoofdsteun	€ 2.770,00

Accessoires Ergo 2 zitsysteem			
<input type="checkbox"/>	1506-1242	Mand achter, universeel, 34 - 70 cm	€ 189,00
<input type="checkbox"/>	1507-1105	Verstelbare hoofdsteun	€ 145,00
<input type="checkbox"/>	1506-1834	Veiligheidsgordel	€ 109,00
<input type="checkbox"/>	1507-1420	Veiligheidsgordel met oprolautomaat	€ 180,00

Accessoires Ergo 2 zitsysteem			
<input type="checkbox"/>	1513-1123	Zijsteun Stealth 10x20 cm, bevestigd aan Ergo 2 stoel links	€ 630,00
<input type="checkbox"/>	1513-1124	Zijsteun Stealth 10x20 cm, bevestigd aan Ergo 2 stoel rechts	€ 630,00
<input type="checkbox"/>	1506-1885	Gevarendriehoek met bevestiging	€ 165,00
<input type="checkbox"/>	1506-1194	Bekerhouder, bevestigd onder armsteun links of rechts	€ 180,00
<input type="checkbox"/>	2406-1225	Smartphone houder, bevestigd onder armsteun links of rechts	€ 301,00
<input type="checkbox"/>	1507-1430	Tas, bevestigd onder armsteun links of rechts	€ 117,00
<input type="checkbox"/>	1507-1341	Elektrische in hoogte verstelbare stoelkolom (15 cm) (anti-kiep verplicht)	€ 1.369,00
<input type="checkbox"/>	1507-1418	Elektrische stoelslede (15 cm)	€ 1.725,00
<input type="checkbox"/>	1507-1417	Elektrische rughoekverstelling	€ 1.845,00
<input type="checkbox"/>	1506-1037	Elektrische kantelverstelling (10 graden)	€ 2.359,00
<input type="checkbox"/>	1507-1419	Elektrisch draaibare stoelkolom	€ 2.359,00
<input type="checkbox"/>	2406-1514	Armsteun kussens, leder - 70x350mm links (1507-1423 verplicht meebestellen)	€ 172,00
<input type="checkbox"/>	1507-1423	Armsteun, volwassenen, Ergo2, verstelbaar, zonder kussens L (verplicht bij 2406-1514)	€ 143,00
<input type="checkbox"/>	2406-1513	Armsteun kussens, leder - 70x350mm rechts (1507-1424 verplicht meebestellen)	€ 172,00
<input type="checkbox"/>	1507-1424	Armsteun, volwassenen, Ergo2, verstelbaar, zonder kussens R (verplicht bij 2406-1513)	€ 143,00

Accessoires			
<input type="checkbox"/>	M-127-06-186	Kinderzitje voor scootmobiel (anti-kiep verplicht) totaalgewicht van kind, bestuurder en bagage mag niet hoger zijn dan het maximale gebruikersgewicht.	Het € 1.236,00
<input type="checkbox"/>	1506-1311	Windscherm	€ 572,00
<input type="checkbox"/>	1506-2091	Extra windscherm voor wegnemen rijwind, montage achter boodschappenmand	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	1503-1225	Spiegel, rechts	€ 31,00
<input type="checkbox"/>	1503-1226	Spiegel, links	€ 31,00

BESTELFORMULIER 2024

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden | Prijzen excl. BTW | Geldig tot 01-01-2025 | V2024.1



Accessoires			
<input type="checkbox"/>	1506-1329	Spiegel verlengset per kant, 10 cm (per stuk)	€ 41,00
<input type="checkbox"/>	1506-1263	Houder voor rolstoel (max. 20kg)	€ 810,00
<input type="checkbox"/>	1506-1281	Houder voor rollator (max. 20kg)	€ 417,00

Accessoires			
<input type="checkbox"/>	1506-1251	Houder voor golftas (max. 20 kg)	€ 533,00
<input type="checkbox"/>	1506-1817	Stokhouder (2 stokken) compleet, bevestigd aan C-rail	€ 91,00
<input type="checkbox"/>	1506-1818	Stokhouder (2 stokken) compleet, bevestigd aan Ergo 2 stoel	€ 126,00
<input type="checkbox"/>	1506-1293	Stokhouder (vierpoot), bevestigd aan achterkant frame	€ 465,00
<input type="checkbox"/>	1505-1395	Anti-diefstalmodule, hellingshoek- en temperatuurmeter	€ 170,00
<input type="checkbox"/>	1506-1865MP	Accubakdeksel vergroot, anthracite-black	€ 70,00
<input type="checkbox"/>	1506-1029MP	Accubakdeksel vergroot, sunset-orange	€ 70,00
<input type="checkbox"/>	1506-1850	Sensor voor bochtreductie	€ 145,00

Service			
<input type="checkbox"/>	AIS-scootmobiel	RevaMed Alles Inclusief Service voor scootmobielen - Nauwkeurige passing - Levering bij eindgebruiker met rij- en gebruiksinstructies - Volledig instellen naar wensen eindgebruiker - Afstellen softwarematig indien van toepassing - Administratieve afhandeling	€ 207,00